

MICTEC[®]/VATS

high class
VATS/MICS
instruments



DUFNER[®]

Instruments



- ⌚ IPERCUT[®] Microtom Scherenschliff für weiche, extra präzise Schnittleistung
- ⌚ IPERCUT[®] Microtome scissor blades for soft, extra precise cutting performance



- ⌚ Bequeme Handhabung durch traditionell axiale Arbeitsachse
- ⌚ Comfortable handling in traditional working axis
- ⌚ Parallelschaft für optimierten Zugang zur Lunge
- ⌚ Parallel shaft for optimized constant small access to lung
- ⌚ Spezielle Aufrichtmechanik für einfache und sichere Reinigung und Sterilisation
- ⌚ Special shift/turn space mechanic for easy and save cleaning and sterilization

⌚ Universell einsetzbar bei z.B. Einzelzugang, Mehrfachzugang oder Minithorakotomie

⌚ Universal applications such as Single port, Multiple port or Minithoracotomy

⌚ Aktuellstes Design auf Basis permanenter Produktentwicklung mit internationalen Spezialisten

⌚ Latest „up-to-date“ design by continued product development with international specialists

⌚ DIRONDAL[®] Design für optimale Gewebeschonung und einfachere Reinigung des Maultellansatzes

⌚ DIRONDAL[®] Design for tissue crush prevention and easy cleaning of frontal tip mechanic

- ⌚ Traditionelle weiche Klemmsperren
- ⌚ Traditional soft action clamp ratchet




- ⌚ Einzigartige DeBakey-Ringzangen in verschiedenen Größen
- ⌚ Unique DeBakey ringtip forceps in different sizes



- Traditionelles axiales Arbeiten
- Parallelschaft für optimalen Zugang
- Aufrichtdrehmechanik für ideale Reinigung
- beste bekannte "Heavy Duty" Top Stabilität

- Traditional axial working
- Parallel shaft for optimized access
- Shift/turn space mechanic for ideal cleaning
- Well known "Heavy Duty" top stability



1:1

20819-05

MICTEC Gefensterte DeBakey-Ringzange, gebogen, 20 mm breit, mit Sperre, 360 mm

MICTEC Fenestrated DeBakey forceps, ring tip, curved, 20 mm wide, with ratchet, 360 mm



1:1

20819-10

MICTEC DeBakey Klemme 90°, 1x2 Zähne, ohne Sperre, 360 mm

MICTEC DeBakey clamp 90°, 1x2 teeth, without ratchet, 360 mm

VATS
Set

20819-11

MICTEC DeBakey Klemme 90°, 1x2 Zähne, mit Sperre, 360 mm

MICTEC DeBakey clamp 90°, 1x2 teeth, with ratchet, 360 mm



1:1

20819-25

MICTEC DeBakey Satinsky Klemme, 2x3 DeBakey Zähne, mit Sperre, 360 mm

MICTEC DeBakey Satinsky clamp, 2x3 DeBakey teeth, with ratchet, 360 mm



1:1

20819-90

MICTEC Atraumatische DeBakey Pinzette, leicht gebogen, ohne Sperre, 360 mm

MICTEC Atraumatic DeBakey Dressing forceps, slightly curved, without ratchet, 360 mm




VATS
Set

1:1

20820-03

MICTEC Foerster Lungenfaßzange gebogen, 13 mm Ovalring, mit Sperre, 360 mm

MICTEC Foerster Lung forceps curved, 13 mm oval ring, with ratchet, 360 mm



1:1

20820-05

MICTEC Foerster Lungenfaßzange gebogen, 7 mm Ovalring, mit Sperre, 360 mm

MICTEC Foerster Lung forceps curved, 7 mm oval ring, with ratchet, 360 mm



1:1

20820-10

MICTEC Duval Klemme gebogen, 14 mm, retrograde Dreieckspitze, mit Sperre, 360 mm

MICTEC Duval clamp curved, 14 mm wide, triangular tip, with ratchet, 360 mm



VATS
Set

1:1

20820-22

MICTEC Dissektionsklemme quer gezahnt, leicht gebogen, ohne Sperre, 360 mm

MICTEC Dissection clamp cross serrated, slightly curved, without ratchet, 360 mm

20820-23

MICTEC Dissektionsklemme quer gezahnt, leicht gebogen, mit Sperre, 360 mm

MICTEC Dissection clamp cross serrated, slightly curved, with ratchet, 360 mm



1:1

20820-22-509


MICTEC Dissektionsklemme quer gezahnt, leicht gebogen, Ergo-Optima-Griff ohne Sperre, 360 mm

MICTEC Dissection clamp cross serrated, slightly curved, Ergo-Optima handle without ratchet, 360 mm

20820-23-504

MICTEC Dissektionsklemme quer gezahnt, leicht gebogen, Ergo-Optima-Griff mit Sperre, 360 mm

MICTEC Dissection clamp cross serrated, slightly curved, Ergo-Optima handle with ratchet, 360 mm



VATS
Set

1:1

20821-04

MICTEC Foerster Lungenfaßzange mit atrauma DeBakey-Zahnung, gebogen, 13 mm Ovalring, mit Sperre, 360 mm

MICTEC Foerster Lung forceps atraumatic DeBakey teeth, curved, 13 mm oval ring, with ratchet, 360 mm



1:1



20821-06

MICTEC Foerster Lungenfaßzange mit atrauma DeBakey-Zahnung, gebogen, 7 mm Ovalring, mit Sperre, 360 mm

MICTEC Foerster Lung forceps atraumatic DeBakey teeth, curved, 7 mm oval ring, with ratchet, 360 mm

Klemmen und Faßzangen können alternativ auch mit Klappsperrung bestellt werden. Bitte ergänzen Sie -005 bei der Artikelnummer.

Clamps and forceps optionally could be ordered with folding ratchet. Just add -005 to article number.



20821-30



MICTEC DeBakey Klemme, 65 mm gebogen, 2x3 DeBakey Zähne, 360 mm


MICTEC DeBakey forceps, 65 mm curved, 2x3 DeBakey teeth, 360 mm

20821-31



MICTEC DeBakey Klemme, 65 mm gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, 65 mm curved, 1x2 DeBakey teeth, 360 mm



20821-34



MICTEC DeBakey Klemme, 85 mm gebogen, 2x3 Zähne, 360 mm


MICTEC DeBakey forceps, 85 mm curved, 2x3 DeBakey teeth, 360 mm

20821-35



MICTEC DeBakey Klemme, 85 mm gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, 85 mm curved, 1x2 DeBakey teeth, 360 mm



VATS Set

20821-32



MICTEC DeBakey Klemme, 96 mm gebogen, 2x3 DeBakey Zähne, 360 mm


MICTEC DeBakey forceps, 96 mm curved, 2x3 DeBakey teeth, 360 mm

20821-33



MICTEC DeBakey Klemme, 96 mm gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, 96 mm curved, 1x2 DeBakey teeth, 360 mm



VATS Set

20821-36



MICTEC DeBakey Klemme, s-förmig, schwach gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, mit Sperre, 360 mm


MICTEC DeBakey forceps, s-shaped, slightly curved, 1x2 DeBakey teeth, with ratchet, 360 mm

20821-37



MICTEC DeBakey Klemme, s-förmig, schwach gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, ohne Sperre, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, s-shaped, slightly curved, 1x2 DeBakey teeth, without ratchet, 360 mm



VATS
Set

20821-38



MICTEC DeBakey Klemme, s-förmig, stark gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, mit Sperre, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, s-shaped, strong curved, 1x2 DeBakey teeth, with ratchet, 360 mm

20821-39



MICTEC DeBakey Klemme, s-förmig, stark gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, ohne Sperre, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, s-shaped, strong curved, 1x2 DeBakey teeth, without ratchet, 360 mm



20818-05



MICTEC Top dur Crile-Wood Nadelhalter gerade, mit Sperre, 10 mm Parallelschaft, 300 mm

MICTEC Top dur Crile-Wood Needle Holder straight, with ratchet, 10 mm parallel shaft, 300 mm

20818-06



MICTEC Top dur Crile-Wood Nadelhalter gebogen, mit Sperre, 10 mm Parallelschaft, 300 mm

MICTEC Top dur Crile-Wood Needle holder curved, with ratchet, 10 mm parallel shaft, 300 mm

20818-10



MICTEC Top dur Nadelhalter gerade, mit Sperre, 10 mm Parallelschaft, 300 mm



MICTEC Top dur Needle Holder straight, with ratchet, 10 mm parallel shaft, 300 mm



20918-95

MICTEC Knotenschieber, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Knot pusher, 300 mm working length




VATS
Set

20825-03

MICTEC IPERCUT Metzenbaumschere
gebogen, 360 mm

MICTEC IPERCUT Metzenbaum scissors,
360 mm



1:1



20825-03-509

MICTEC IPERCUT Metzenbaumschere
gebogen, Ergo-Optima-Griff, 360 mm

MICTEC IPERCUT Metzenbaum scissors,
Ergo-Optima handle, 360 mm



1:1



20834-01

MICTEC Katheterzange mit Sperre,
10 mm, 250 mm Gesamtlänge

MICTEC Chest tube passer with ratchet,
10 mm, 250 mm total length

20834-01-009

MICTEC Katheterzange ohne Sperre,
10 mm, 250 mm Gesamtlänge

MICTEC Chest tube passer without ratchet,
10 mm, 250 mm total length



20834-02


MICTEC Katheterzange mit Sperre,
10 mm, 350 mm Gesamtlänge

MICTEC Chest tube passer with ratchet,
10 mm, 350 mm total length

20834-02-009

MICTEC Katheterzange ohne Sperre,
10 mm, 350 mm Gesamtlänge

MICTEC Chest tube passer without ratchet,
10 mm, 350 mm total length



26942-55


MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 60 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 60 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length

26942-64

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 80 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 80 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length



Anwendungsbeispiel mit HF-Saugelektrode
Example of use with HF suction and irrigation electrode



20947-11-310

MICTEC Handgriff für Saug-Spülelektroden, mit Saug-Stop, Ø 16 x 135 mm

MICTEC Handle for suction and irrigation electrodes, with suction stop, Ø 16 x 135 mm



20947-11-002

MICTEC Flächenelektrode, mit seitlichen Schlitzern und zentraler Bohrung, 30° gebogen, Spitze Ø 6,8 mm, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile

MICTEC Flat electrode, with lateral slots and central hole, 30° curved, tip Ø 6.8 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves



04-11012-11

MICTEC Saug-Spülrohr mit Korb, Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube with basket, Ø 10 mm, 330 mm working length



04-11012-16

MICTEC Saugrohr mit Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, mit 10 mm Gewindeanschluss, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length



20945-50

MICTEC Bipolare Doppelringelektrode, 30° aufgebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar double ring electrode, 30° curved upward, Ø 5 mm, 340 mm working length

20945-51

MICTEC Bipolare Doppelhakenelektrode, 30° aufgebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar double hook electrode, 30° curved upward, Ø 5 mm, 340 mm working length



06216-39

DUFNER Bipolare "NON-STICK" Pinzette, gerade, Spitze 2,0 mm, isoliert, Flachstecker 350 mm Gesamtlänge

DUFNER Bipolar "NON-STICK" forceps, straight, tip 2.0 mm, insulated, flat plug, 350 mm long


06216-39-300

DUFNER Bipolare "NON-STICK" Pinzette, gerade, Spitze 2,0 mm, Spitzen gezahnt, isoliert, Flachstecker 350 mm Gesamtlänge

DUFNER Bipolar "NON-STICK" forceps, straight, tip 2.0 mm, tip serrated, insulated, flat plug, 350 mm long

1:2

VATS
Set



20843-06-300

MICTEC Saugrohr gerade Ø 5 mm, mit variabler Saugung, Arbeitslänge 320 mm, 455 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube straight Ø 5 mm, with thumb suction control, working length 320 mm, 455 mm total length

VATS Set



20843-11-300

MICTEC Saugrohr gerade Ø 10 mm, mit variabler Saugung, Arbeitslänge 320 mm, 455 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube straight Ø 10 mm, with thumb suction control, working length 320 mm, 455 mm total length



20843-20

MICTEC Saugrohr gebogen Ø 3.2 mm, Spitze Ø 6 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 170 mm, 310 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 3.2 mm, tip Ø 6 mm, without thumb suction control, working length 170 mm, 310 mm total length

20843-22

wie oben, jedoch mit variabler Saugung

as above, but with thumb suction control

20843-24

MICTEC Saugrohr gebogen Ø 3.2 mm, Spitze Ø 6 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 220 mm, 360 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 3.2 mm, tip Ø 6 mm, without thumb suction control, working length 220 mm, 360 mm total length

20843-26

wie oben, jedoch mit variabler Saugung

as above, but with thumb suction control

20843-30

MICTEC Saugrohr gebogen Ø 5 mm, Spitze Ø 7,5 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 220 mm, 360 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 5 mm, tip Ø 7.5 mm, without thumb suction control, working length 220 mm, 360 mm total length

20843-32

wie oben, jedoch mit variabler Saugung

as above, but with thumb suction control

20843-34

MICTEC Saugrohr gebogen Ø 5 mm, Spitze Ø 7,5 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 315 mm, 455 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 5 mm, tip Ø 7.5 mm, without thumb suction control, working length 315 mm, 455 mm total length

VATS Set

20843-36

wie oben, jedoch mit variabler Saugung


as above, but with thumb suction control



Griff ohne variable Saugung/Handle without thumb suction control



Griff mit variabler Saugung/Handle with thumb suction control




VATS
Set

20850-04

Bipolare Doppelgelenk Metzenbaumschere
270 mm Gesamtlänge

Bipolar Metzenbaum scissors, double joint,
270 mm length



20850-05

Bipolarer Doppelgelenk Dissektor mit Sperre,
270 mm Gesamtlänge

Bipolar Dissector, double joint, with ratchet,
270 mm length



26954-42

Bipolares Kabel, 3 m, Instrumentenseitig
kleiner Rundstecker, Geräteseitig: Erbe

Bipolar cable, 3 m, instrument side: small
plug, unit side: Erbe

26954-43


Bipolares Kabel, 3 m, Instrumentenseitig
kleiner Rundstecker, Geräteseitig: Martin,
Berchtold, Aesculap

Bipolar cable, 3 m, instrument side: small
plug, unit side: Martin, Berchtold, Aesculap

26954-44

Bipolares Kabel, 3 m, Instrumentenseitig
kleiner Rundstecker, Geräteseitig: Valleylab,
Bircher, Bovie, Bard, Erbe VIO

Bipolar cable, 3 m, instrument side: small
plug, unit side: Valleylab, Bircher, Bovie,
Bard, Erbe VIO



08451-73-303

DCL Lobektomie Präparierklemme, s-förmig gebogen, Maul 1,5 cm atraumatisch gezahnt, 31 cm lang,

für enge Zugänge gebogen
- zum feinen Freipräparieren der Gewebestrukturen um den Gewebestamm

Instrumentenspitze 1,5 cm atraumatisch gezahnt
- zum Greifen der Loops

S-Form
- ergonomisch + anatomisch angepasste Instrumentenform für besseren, flexibleren Gewebezugang

31 cm Gesamtlänge
- Einfaches Erreichen des tiefst gelegenen Gewebezielgebietes

Schwedische Schenkelform
- für vielfältiges Instrumenteneinsatzspektrum sowohl offen, VATS + thorakoskopisch

DCL Lobectomy Dissecting forceps, s-shaped, curved, jaws 1.5 cm atraumatic toothed, 31 cm long

Curved for narrow accesses
- for delicate tunneling dissection around the lobe

Instrument tip 1.5 cm atraumatic toothed
- for grasping loops

S-Form
- ergonomic, anatomic form style for more flexible access to target tissue area

31 cm Instrument length
- easier to reach deepest target tissue area

Swedish style handle
- for multiple use in open, VATS or thoracoscopic technic



06429-30

Mayo-Russ. Fassspinzette 30,0 cm


Mayo-Russ. grasping forceps 30.0 cm



06432-30

Singly-Tuttle Fassspinzette 30,0 cm

Singly-Tuttle grasping forceps 30.0 cm



06438-30

Nelson Fassspinzette 30,0 cm

Nelson grasping forceps 30.0 cm



TITANIUM




06918-55

MICTEC Dimicron Nadelhalter Titan, gerade, doppelbeweglich, Rundgriff mit Counter-Balance Gewicht, 30 cm Gesamtlänge

MICTEC Dimicron needle holder titanium, straight, double action jaws, round handle with counter balance, 30 cm total length



06920-30



MICTEC Resano Präparierpinzette Titan, gerade, doppelbeweglich, Rundgriff mit Counter-Balance Gewicht, 30 cm Gesamtlänge

MICTEC Resano dissecting forceps titanium, straight, double action jaws, round handle with counter balance, 30 cm total length



06920-32

MICTEC Resano Präparierpinzette Titan, gebogen, doppelbeweglich, Rundgriff mit Counter-Balance Gewicht, 30 cm Gesamtlänge

MICTEC Resano dissecting forceps titanium, curved, double action jaws, round handle with counter balance, 30 cm total length

Andere Modelle und Längen auf Anfrage

Please ask for further models and lengths



20167-00

MICTEC Thorax Retraktor, selbsthaltend mit Sperre, Valventiefe 40 mm, Valvenbreite 30 mm, Valven geschlitzt, halbkreisförmige Geweberückhalteplatten

MICTEC Thoracic Retractor, self-retaining with ratchet, blade depth 40 mm, blade width 30 mm, blade slotted, semicircular tissue retaining plates

20167-02

MICTEC Thorax Retraktor, selbsthaltend mit Sperre, Valventiefe 60 mm, Valvenbreite 30 mm, Valven geschlitzt, halbkreisförmige Geweberückhalteplatten

MICTEC Thoracic Retractor, self-retaining with ratchet, blade depth 60 mm, blade width 30 mm, blade slotted, semicircular tissue retaining plates



20113-60

DUFNER-Sauerbruch-Frey-Rippenschere
60 cm, 38 cm Arbeitslänge


DUFNER-Sauerbruch-Frey-Rib scissors
60 cm, 38 cm working length



20119-60

DUFNER VATS Brunner Rippenschere
Universalmodell, gebogen, 60 cm


DUFNER VATS Brunner Rib Scissors Uni-
versal model, curved, 60 cm



70373-57

DUFNER Lagerungsrack bestehend aus 70373-51, 70373-63, 70373-72

DUFNER store rack consisting of 70373-51, 70373-63, 70373-72



70373-63

DUFNER Lagerungsgestell allein für MICTEC-Instrumente

DUFNER store rack alone for MICTEC instruments

70373-51

DUFNER Sterilisier-Siebkorb aus rostfreiem Stahl, 510 x 254 x 50 mm


DUFNER Perforated sterilisation tray, stainless steel, 510 x 254 x 50 mm



70373-72

DUFNER Silikon-Noppenmatte, 500 x 240 mm

DUFNER Silicone blanket, 500 x 240 mm



70373-12

DUFNER Aluminiumcontainer 580 x 280 x 200 mm, Boden ungelocht, Deckel gelocht

DUFNER Aluminium container 580 x 280 x 200 mm, bottom not perforated, cover perforated





Anwendungsbeispiel mit Endoskophalterung
Example of use with endoscope fixation

55135-52-020

MICTECFIX L-Säule, 470 x 170 mm mit CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX L-bar 470 x 170 mm with CLIC-Lock connector



55135-52-002

MICTECFIX Universal Instrumentenhalterung für CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX Universal instrument fixation for CLIC-lock connector



55135-52-004

MICTECFIX Universal Endoskophalterung 2,7 - 10 mm für CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX Universal endoscope fixation 2.7 - 10 mm for CLIC-lock connector



26902-51



MICTEC Befestigungskloben Standard, Ø 16 mm

MICTEC Clamp Standard, Ø 16 mm

26902-52

MICTEC Befestigungskloben, Ø 16 mm, elektrisch isolierend bis 4,5 kV


MICTEC Clamp, Ø 16 mm electrically insulated up to 4.5 kV AC



20918-07-000

MICASEPT Top dur DIRONDAL Nadelhalter, gerade, mit kurzem breitem Maul, Y-Griff mit Hegar-Sperre, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Top dur DIRONDAL Needle holder, straight, with short wide jaw, Y-grip with Hegar-ratchet, Ø 6 mm, 300 mm working length



20919-03-014

MICASEPT Organfaßzange breit, lang, gefenestert, mit Klemmsperre, Schaft gerade, Ø 6,0 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Organ grasping forceps wide, long, fenestrated, with clamor ratchet, shaft straight, Ø 6.0 mm, 300 mm working length




20919-08-014

MICASEPT DeBakey periphere Gefäß- und Aortenklemme atraumatisch, viertelzirkulär auf 90 Grad gebogen mit Klemmsperre, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey peripheal vascular- and aorta clamp atraumatic, quarter circular curved, Y-grip with clamp ratchet, Ø 6 mm, 300 mm working length




1:1



20927-00

MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere links gebogen, Ø 6 mm, Schaft gerade, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors, curved left, shaft straight, Ø 6 mm, 300 mm working length



20918-93

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Y-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Y-grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-11-034

MICASEPT DeBakey Mixer Präparierklemme, 60° nach links gebogen, Y-Griff mit Klemmsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Mixer Dissection forceps, 60° curved, Y-grip with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-11-039

MICASEPT DeBakey Mixer Präparierklemme, 60° nach links gebogen, Y-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Mixer Dissection forceps, 60° curved, Y-grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-08-084


MICASEPT DeBakey Klemme, s-förmig, leicht gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, Y-Griff mit Klemmsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC DeBakey clamp, s-shaped, soft curved, 1x2 DeBakey teeth, Y-handle with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-08-089

wie oben, jedoch ohne Sperre

as above but without ratchet



20919-08-094

MICASEPT DeBakey Klemme, s-förmig, stark gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, Y-Griff mit Klemmsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC DeBakey clamp, s-shaped, strong curved, 1x2 DeBakey teeth, Y-handle with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-08-099

wie oben, jedoch ohne Sperre

as above but without ratchet



20919-05-469

MICASEPT DeBaKey Ringpinzette,
Ø 6,8 mm, 30° nach unten gewinkelt, nach
unten öffnend, Coratec-Griff ohne Sperre,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBaKey Ring forceps,
Ø 6.8 mm, 30° down angled, down opening,
Coratec-handle without ratchet, Ø 4.5 mm,
300 mm working length



20919-90-409

MICASEPT Anatomische Pinzette seitlich
öffnend, 30° nach unten gewinkelt, Coratec-
Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Anatomical dressing forceps,
side opening, 30° curved down, Coratec-
handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length



20926-12-409

MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere,
links gebogen, doppelbeweglich, 30° nach
unten gebogen, Coratec-Griff, Ø 4,5 mm,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors
left curved, double action, 30° curved down,
Coratec-handle, Ø 4.5 mm, 300 mm wor-
king length



20918-93-408

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer
öffnend, Coratec-Griff mit Umlaufsperr,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways ope-
ning, Coratec-handle with ratchet,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-93-409

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer
öffnend, Coratec-Griff ohne Sperre,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways ope-
ning, Coratec-handle without ratchet,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-07-408

MICASEPT Nadelhalter Top dur, kurz,
Coratec-Griff mit Umlaufsperr, Ø 4,5 mm,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, short,
Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm,
300 mm working length



20918-08-408

MICASEPT Nadelhalter Top dur, kurz gebo-
gen, Coratec-Griff mit Umlaufsperr,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, short
curved, Coratec-handle with ratchet,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-08-658

MICASEPT Nadelhalter Top dur, kurz gebogen, Pen-Griff mit Umlaufsperr, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, short curved, Pen handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-93-659

MICASEPT Ciradur Atraumatische DeBakey Pinzette, gerade, Pen-Griff, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur atraumatic DeBakey dressing, forceps, straight, Pen handle, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20921-05-409

MICASEPT Ciradur Atraumatische DeBakey Pinzette, gerade, Coratec-Griff, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Ciradur atraumatic DeBakey dressing, forceps, straight, Coratec handle, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20926-12-659

MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere, links gebogen, doppelbeweglich, Pen-Griff, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors left curved, double action, Pen handle, Ø 5 mm, 300 mm working length



20910-17

MICTEC Flexibles Trokarset TITAN,
Ø 10,5 mm, 70 mm lang

MICTEC Flexible trocar set TITANIUM
Ø 10.5 mm, 70 mm long



20919-00-004

MICASEPT Lungenfaßzange mit Klemmensperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Lung grasping forceps with clamp ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-04-004

MICASEPT Organfaßzange atraumatisch mit Klemmensperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps atraumatic with clamp ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-12-004

MICASEPT Babcock Klemme atraumatisch mit Klemmensperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Babcock clamp atraumatic with clamp ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-35-024

MICASEPT Pulmonalisklemme mit Klemmensperre, 30° nach unten gewinkelt, links gebogen, mit verlängertem, distalen DeBakey Quersteg, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Pulmonalis clamp with clamp ratchet, 30° down angled, curved left, with extended, distal DeBakey tip, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-90

MICASEPT Atraumatische DeBakey Pinzette ohne Sperre, seitlich öffnend, 30° nach unten gewinkelt, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic DeBakey dressing forceps without ratchet, side opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-05-004

MICASEPT Tupferpräparierzange Kunath, mit Klemmensperre, 30° nach unten gebogen, nach oben öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Spong and dressing forceps Kunath, with clamp ratchet, 30° curved down, jaw up opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-11-029

MICASEPT Mixerklemme quer verlängert ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Mixer clamp extended across without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length




20920-20-009

MICASEPT Overholt-Geißendörfer ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Overholt-Geißendörfer without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length





	<p>20925-53</p>	
	<p>MICASEPT HF-Ciradur Schere monopolar, stumpf/stumpf, nach rechts öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICASEPT HF-Ciradur Scissors monopolar, blunt/blunt, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length</p>
	<p>20942-03</p>	
	<p>MICTEC Elevatorium 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Elevatorium 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length</p>
	<p>20945-01</p>	
	<p>MICTEC Haken-Elektrode, 30° aufgebogen, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Hook electrode 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working length</p>
	<p>04-11001-00</p>	
	<p>MICTEC Drei-Wege-Hahn 10 mm, mit Gewindeanschluss</p>	<p>MICTEC Three-way-tap 10 mm, with screw connection</p>
	<p>04-11012-05</p>	
	<p>MICTEC Saugrohr, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 10 mm, mit 10 mm Gewindeanschluss, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Suction tube, big central opening, 30° curved, Ø 10 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length</p>
	<p>04-11012-16</p>	
	<p>MICTEC Saugrohr mit Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, mit 10 mm Gewindeanschluss, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length</p>
	<p>20947-11-002</p>	
	<p>MICTEC Flächenelektrode 6 mm, mit seitlichen Schlitz und zentraler Bohrung, 30° gebogen, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile</p>	<p>MICTEC Flat electrode 6 mm, with lateral slots a central hole, 30° curved, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves</p>

Article No.	Quantity	Description
20919-04-300	1	MICASEPT Organ grasping forceps, atraumatic with round ratchet, 30° curved left, left opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-05-300	1	MICASEPT Atraumatic DeBakey organ grasping forceps, ring tip, with round ratchet, 30° curved up, up opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-05-469	1	MICASEPT Atraumatic DeBakey Ring dressing forceps Ø 6.8 mm, Coratec handle without ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-35-320	1	MICASEPT Pulmonalis clamp with clamp ratchet, without finger guiding, 30° curved left, straight figure, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
20919-90-300	1	MICASEPT Atraumatic DeBakey dressing forceps without ratchet, down opening, 30° curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20920-11-329	1	MICASEPT Mixer clamp extended across, without ratchet, 30° curved left, right opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20921-11-025	1	MICASEPT HF-Grasping forceps fenestrated, concave, 30° curved down, Y-handle with folding ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20921-18	1	MICASEPT Grasping forceps fenestrated, 45 mm jaw, 30° curved down, up opening, Y-grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20925-53	1	MICASEPT HF-scissors monopolar, blunt/blunt, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20926-02-300	1	MICASEPT Fine HF-Ciradur scissors monopolar, blade curved, 30° curved left, down opening, Y-grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20918-08-408	1	MICASEPT Needle holder Top dur, short curved, Coratec handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20918-93-408	1	MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Coratec handle with ratchet, shaft straight, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20945-03	1	MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved left, Ø 4.7 mm, 300 mm working length
20945-04	1	MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved right, Ø 4.7 mm, 300 mm working length
20947-11-003	1	MICTEC Flat electrode Ø 6 mm with lateral slots, 30° curved, 300 mm working length, with connector to 10 mm valves
20947-11-310	1	MICTEC Handle for suction-irrigation electrode with suction stop, Ø 16 x 135 mm
04-11001-00	1	MICTEC 10 mm 3-way-tap with screw connection
04-11012-05	1	MICTEC Suction tube, big central opening, 30° curved, Ø 10 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length
04-11012-16	1	MICTEC Suction tube, with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length
08451-73-303	1	DCL Lobectomy Dissecting forceps, s-shaped, curved, jaws 1.5 cm atraumatic, teathed, 31 cm long
20850-04	1	Bipolar Metzenbaum scissors, double joint, 270 mm length
26954-42	1	Bipolar cable, 3 m, instrument side: small plug, unit side: Erbe ACC/ICC, VIO, Storz
26954-43	1	Bipolar cable, 3 m, instrument side: small plug, unit side: Martin, Berchtold, Aesculap, Wolf
26954-44	1	Bipolar cable, 3 m, instrument side: small plug, unit side: Valleylab, Bircher, Bovie, Bard, Erbe VIO



Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor.

Subject to technical modifications. This catalogue to be used for no other purpose than offering, buying and selling of our products. Reprinting, ever partially, by any means (e.g. electronic, mechanical, photocopying or others) is not allowed and need our prior written permission. By misuse we reserve the right for recourse measures.



DUFNER
 Instrumente GmbH
 Fabrik ärztlicher Instrumente
 Medizintechnik
 Föhrenstraße 9
 D-78532 Tuttlingen
 Telefon ++49(0)7461-3697
 Telefax ++49(0)7461-79419
 E-mail: info@dufner-tuttlingen.de
 www.dufner-tuttlingen.de

DUFNER trade marks

- TOP DUR®**
Tungsten carbide instruments
- DIRONDAL®**
Round edge needle holders
- DIMICRON®**
Needle holders with micro spray tip
- IPERCUT®**
Scissors with 2 different cutting edges
- MICTEC®**
Instrumental equipment for MIS
- MICASEPT®**
Compact MIS instruments
- CLICASEPT®**
Modular MIS instruments
- DIROVISION®**
Endoscopic camera systems
- DIROLIGHT®**
Cold light sources
- DIROFLATOR®**
Insufflation units
- DILAVATOR®**
Suction/irrigation units
- CIRADUR®**
Hard surface instruments
- DICRATEC®**
Instruments for ambitious surgery
- CORATEC®**
MIS cardiosurgery instruments

DUFNER bietet Qualitätsinstrumente für die verschiedensten chirurgischen Fachgebiete. Fordern Sie bitte unsere Spezialkataloge an.

DUFNER offers quality instruments for different surgical fields. Please contact us and order our special catalogues.

