

MICTEC[®] LAP

High class
endosurgical
instruments



DUFNER[®]

Instruments



www.dufner-tuttlingen.de

DUFNER - specials and more !

Perfektion ist eine Erkenntnis der Sinne. Wenn es um chirurgische Instrumente geht ist sie sichtbar, fühlbar, begreifbar. Man hat das gute Gefühl, das Richtige in den Händen zu haben.

Seit über 50 Jahren geht es für DUFNER darum, den Chirurgen Instrumente zur Verfügung zu stellen, die die Voraussetzung dafür schaffen, ein Höchstmaß an chirurgischer Leistung zu ermöglichen.

Die DUFNER-Unternehmensphilosophie setzt sich zum Ziel, Erkenntnisse aus dem ständigen Dialog mit Ärzten in aller Welt in immer funktionalere Produkte umzusetzen. DUFNER setzt auf traditionelles, handwerkliches Können und modernste Fertigungstechnologie auf Basis hochwertiger Werkstoffe.

Das Ergebnis sind Produkte, die dem Anwender die Gewähr geben, mit Instrumenten zu arbeiten, die allen Ansprüchen hinsichtlich Präzision, Funktionalität, Belastbarkeit und Lebensdauer entsprechen. Instrumente, die sich aufgrund ihrer besonderen Qualitätseigenschaften aus der Masse des Angebots herausheben.

Innovatives Denken technisch perfekt umzusetzen ist für DUFNER Voraussetzung dafür immer einen Schritt voraus zu sein.

Der Erfolg im internationalen Wettbewerb bestätigt die DUFNER-Unternehmensphilosophie.

Für die verschiedenen DUFNER-Produktbereiche stehen Spezialkataloge in fachspezifischer Zusammenstellung mit den gängigsten und besten Instrumenten zur Verfügung.

DUFNER - mit Qualität am Puls der Zeit !

DUFNER - specials and more !

Perfection is a perception. When it comes to surgical instruments, perfection can be seen, felt and visualized. You sense that you are holding the right tool in your hands.

For more than 50 years, we have been providing surgeons with instruments which ensure the highest level of surgical performance.


The goal of our corporate philosophy is to gain knowledge through continuous contact with doctors all over the world in order to make our products more practical. We focus on traditional craftsmanship and latest production technology based on high-quality materials, resulting in products which are guaranteed to meet all demands of the users in terms of precision, functionality, stability and durability. Due to their exceptionally high quality with significant, innovative details and convincing technical features, our instruments stand out on the market.

Transforming innovative ideas with perfect craftsmanship is a prerequisite for always staying a step ahead.

The success of our trend-setting products is reflected in the increasing acceptance of our instruments, showing that we have chosen the right corporate philosophy.

Special catalogues containing the best and most commonly used instruments, categorised according to different fields of surgery, are available for our various product areas.

DUFNER - keeping our finger on the pulse of the time !



4K
State of the art
Technologie



26901-01

MICTEC HD Endoskop 0°, Ø 5 mm, autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 0°, Ø 5 mm, autoclavable, 300 mm working length



26901-31

MICTEC HD Endoskop 30°, Ø 5 mm, autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 30°, Ø 5 mm, autoclavable, 300 mm working length



26901-02

MICTEC HD Endoskop 0°, Ø 6,5 mm, autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 0°, Ø 6.5 mm, autoclavable, 300 mm working length



26901-32

MICTEC HD Endoskop 30°, Ø 6,5 mm, autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 30°, Ø 6.5 mm, autoclavable, 300 mm working length



26901-00

MICTEC HD Endoskop 0°, Ø 10 mm, autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 0°, Ø 10 mm, autoclavable, 310 mm working length



26901-30

MICTEC HD Endoskop 30°, Ø 10 mm, autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 30°, Ø 10 mm, autoclavable, 310 mm working length



26901-45

MICTEC HD Endoskop 45°, Ø 10 mm, autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 45°, Ø 10 mm, autoclavable, 310 mm working length



26903-45

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Kunststoff, 450 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, plastic,
450 mm long



26903-46

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Metall, 450 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, metal,
450 mm long



16637-10

Veress Peritoneum-Pneu Kanüle, Ø 2 mm,
100 mm Arbeitslänge

Veress peritoneum pneu cannula, Ø 2 mm,
100 mm working length

16637-12

Veress Peritoneum-Pneu Kanüle, Ø 2 mm,
120 mm Arbeitslänge

Veress peritoneum pneu cannula, Ø 2 mm,
120 mm working length

16637-15


Veress Peritoneum-Pneu Kanüle, Ø 2 mm,
150 mm Arbeitslänge

Veress peritoneum pneu cannula, Ø 2 mm,
150 mm working length

16637-20

Veress Peritoneum-Pneu Kanüle, Ø 2 mm,
200 mm Arbeitslänge

Veress peritoneum pneu cannula, Ø 2 mm,
200 mm working length



26904-05

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length

26904-08

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 8 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 8 mm, 100 mm working length

26904-11

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length

26904-12

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 12,5 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 12.5 mm, 100 mm working length

26904-15

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, ohne Insufflationshahn, Ø 15 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, conical tip with plunger valve, without insufflation tap, Ø 15 mm, 100 mm working length

26904-20

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, ohne Insufflationshahn, Ø 20 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, conical tip with plunger valve, without insufflation tap, Ø 20 mm, 100 mm working length



26904-55

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw

26904-61


Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw

26904-62

Trokar-Set, Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 12,5 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 12.5 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw



26905-05

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length

26905-11

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length

26905-12

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 12,5 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 12.5 mm, 100 mm working length

26905-15

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, ohne Insufflationshahn, Ø 15 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, without insufflation tap, Ø 15 mm, 100 mm working length

26905-20

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, ohne Insufflationshahn, Ø 20 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, without insufflation tap, Ø 20 mm, 100 mm working length



26905-55

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw

26905-61

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw

26905-62

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 12,5 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, pyramidal tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 12.5 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw



26910-05

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, ohne Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, without insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length

26910-06

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, mit Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, with insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length

26910-11

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length

26910-13


Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, mit Insufflationshahn, Ø 13 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, with insufflation tap, Ø 13 mm, 100 mm working length

26910-15

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, ohne Insufflationshahn, Ø 15 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, without insufflation tap, Ø 15 mm, 100 mm working length



26915-05

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, ohne Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, without insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw

26915-11

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw


26915-13

Trokar-Set, Dreikantspitze mit Klappventil, mit Insufflationshahn, Ø 13 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

Trocar set, pyramidal tip with folding valve, with insufflation tap, Ø 13 mm, 100 mm working length, with metal fixation screw

100 mm Arbeitslänge ist Standard. Kürzere oder längere Modelle sind auf Anfrage möglich.

100 mm is standard length. Shorter or longer versions are available on request.



26912-05

Trokar-Set mit Automatikventil, mit manuellem Klappenöffnungsmechanismus, Dreikantspitze, ohne Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge

Trocar set with automatic valve, with manual folding opening, pyramidal tip, without insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length

26912-11

Ø 11 mm, mit Insufflationshahn

Ø 11 mm, with insufflation tap

26912-55

Ø 5,5 mm, ohne Insufflationshahn, jedoch mit Metallgewindehülse

Ø 5.5 mm, without insufflation tap, with metal fixation screw

26912-61

Ø 11 mm, mit Insufflationshahn, jedoch mit Metallgewindehülse

Ø 11 mm, with insufflation tap, with metal fixation screw



04-08900-50

Trokarhülse, Magnetplattenventil mit Luer-Lock Insufflation, Ø 3,5 mm, 70 mm Arbeitslänge, mit glattem Schaft

Trocar sleeve, magnetic plate valve with Luer-Lock insufflation, Ø 3.5 mm, 70 mm working length, with smooth shaft

04-08900-53

Trokarhülse, Magnetplattenventil mit Insufflationshahn, Ø 5,5 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit glattem Schaft, Spitze abgeschrägt

Trocar sleeve, magnetic plate valve with insufflation tap, Ø 5.5 mm, 100 mm working length, with smooth shaft, bevelled tip

04-08900-56

Trokarhülse, Magnetplattenventil mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit glattem Schaft, Spitze abgeschrägt

Trocar sleeve, magnetic plate valve with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length, with smooth shaft, bevelled tip

04-08900-59

Trokarhülse, Magnetplattenventil mit Insufflationshahn, Ø 13 mm, 120 mm Arbeitslänge, mit glattem Schaft, Spitze abgeschrägt

Trocar sleeve, magnetic plate valve with insufflation tap, Ø 13 mm, 120 mm working length, with smooth shaft, bevelled tip



04-08120-19

Trokardorn mit Kegelspitze, Ø 3,5 mm,
für 70 mm Arbeitslänge z.B. 04-08900-50

Trocar with conical tip pointed, Ø 3.5 mm,
for 70 mm working length e.g. 04-08900-50

04-08140-28

Trokardorn mit Kegelspitze stumpf, Ø 3,5 mm,
für 70 mm Arbeitslänge z.B. 04-08900-50

Trocar with conical tip blunt, Ø 3.5 mm,
for 70 mm working length e.g. 04-08900-50

04-08100-43

Trokardorn mit Dreikantspitze, Ø 5,5 mm,
für 100 mm Arbeitslänge z.B. 04-08900-53

Trocar with pyramidal tip, Ø 5.5 mm, for
100 mm working length e.g. 04-08900-53

04-08100-44

Trokardorn mit Dreikantspitze, Ø 11 mm,
für 100 mm Arbeitslänge z.B. 04-08900-56

Trocar with pyramidal tip, Ø 11 mm, for
100 mm working length e.g. 04-08900-56

04-08120-17

Trokardorn mit Kegelspitze, Ø 11 mm,
für 100 mm Arbeitslänge z.B. 04-08900-56

Trocar with conical tip pointed, Ø 11 mm,
for 100 mm working length e.g. 04-08900-56

04-08100-45

Trokardorn mit Dreikantspitze, Ø 13 mm,
für 120 mm Arbeitslänge z.B. 04-08900-59

Trocar with pyramidal tip, Ø 13 mm, for
120 mm working length e.g. 04-08900-59

04-08120-18

Trokardorn mit Kegelspitze, Ø 13 mm für
120 mm Arbeitslänge z.B. 04-08900-59

Trocar with conical tip pointed, Ø 13 mm,
for 120 mm working length e.g. 04-08900-59



26908-05

MICTEC Automatiktrokardorn mit Verriegelung, Ø 5,5 mm, 155 mm Arbeitslänge

MICTEC Automatic trocar with lock, Ø 5.5 mm, 155 mm working length

26908-10

MICTEC Automatiktrokardorn mit Verriegelung, Ø 10 mm, 165 mm Arbeitslänge

MICTEC Automatic trocar with lock, Ø 10 mm, 165 mm working length

26908-11

MICTEC Automatiktrokardorn mit Verriegelung, Ø 11 mm, 165 mm Arbeitslänge

MICTEC Automatic trocar with lock, Ø 11 mm, 165 mm working length

26908-12

MICTEC Automatiktrokardorn mit Verriegelung, Ø 12,5 mm, 170 mm Arbeitslänge

MICTEC Automatic trocar with lock, Ø 12.5 mm, 170 mm working length



26911-05

MICTEC Trokarstop für Ø 5,5 mm Trokare, 4 Gewindegänge

MICTEC Trocar stop for Ø 5.5 mm trocars, 4 threads

26911-11


MICTEC Trokarstop für Ø 11 mm Trokare, 4 Gewindegänge

MICTEC Trocar stop for Ø 11 mm trocars, 4 threads

26911-12

MICTEC Trokarstop für Ø 12 mm Trokare, 4 Gewindegänge

MICTEC Trocar stop for Ø 12 mm trocars, 4 threads



26915-91

Trokar-Set "Hasson", stumpfe Kegelspitze mit Trompetenventil, mit Insufflationshahn, Ø 11 mm, 100 mm Arbeitslänge, mit Fixierungskonus

Trocar set "Hasson", blunt conical tip with plunger valve, with insufflation tap, Ø 11 mm, 100 mm working length, with fixation conus



26915-96

MICTEC S-Haken

MICTEC S-hooks

**Reduzierhülsen
Reducing Sleeves**



26906-05	Applikator für Röderschlingen, Ø 5,5 mm/ 4 mm, 180 mm Arbeitslänge	Applicator for endoscopic ligature, Ø 5.5 mm/ 4 mm, 180 mm working length
26906-14	Reduzierhülse, Ø 8 mm/5,5 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 8 mm/5.5 mm, 180 mm working length
26906-10	Reduzierhülse, Ø 10 mm/5,5 mm, 190 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 10 mm/5.5 mm, 190 mm working length
26906-18	Reduzierhülse, Ø 10 mm/8 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 10 mm/8 mm, 180 mm working length
26906-11	Reduzierhülse, Ø 11 mm/5,5 mm, 190 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 11 mm/5.5 mm, 190 mm working length
26906-17	Reduzierhülse, Ø 12,5 mm/5,5 mm, 190 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 12.5 mm/5.5 mm, 190 mm working length
26906-22	Reduzierhülse, Ø 12,5 mm/10 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 12.5 mm/10 mm, 180 mm working length
26906-23	Reduzierhülse, Ø 12,5 mm/11 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 12.5 mm/11 mm, 180 mm working length
26906-15	Reduzierhülse, Ø 15 mm/5,5 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 15 mm/5.5 mm, 180 mm working length
26906-26	Reduzierhülse, Ø 15 mm/11 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 15 mm/11 mm, 180 mm working length
26906-13	Reduzierhülse, Ø 15 mm/12,5 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 15 mm/12.5 mm, 180 mm working length
26906-20	Reduzierhülse, Ø 20 mm/5,5 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 20 mm/5.5 mm, 180 mm working length
26906-30	Reduzierhülse, Ø 20 mm/10 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 20 mm/10 mm, 180 mm working length
26906-31	Reduzierhülse, Ø 20 mm/11 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 20 mm/11 mm, 180 mm working length
26906-35	Reduzierhülse, Ø 20 mm/15 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 20 mm/15 mm, 180 mm working length
26906-38	Reduzierhülse, Ø 20 mm/18 mm, 180 mm Arbeitslänge	Reducing sleeve, Ø 20 mm/18 mm, 180 mm working length



26906-01-006

MICTEC Einfach-Reduzierer Ø 10/11 mm auf 5,5 mm

MICTEC Single reducer Ø 10/11 mm to 5.5 mm

26906-01-001

MICTEC Einfach-Reduzierer Ø 12,5 mm auf 5,5 mm

MICTEC Single reducer Ø 12.5 mm to 5.5 mm

26906-01-005

MICTEC Mehrfach-Reduzierer Ø 12,5 mm auf 10/11 mm und 12,5 mm auf 5,5 mm

MICTEC Multi reducer Ø 12.5 mm to 10/11 mm and 12.5 mm to 5.5 mm



26907-10

Dilatations-Set, Ø 5,5 mm/10 mm

Dilatation set, Ø 5.5 mm/10 mm

26907-11

Dilatations-Set, Ø 5,5 mm/11 mm

Dilatation set, Ø 5.5 mm/11 mm

26907-15

Dilatations-Set, Ø 5,5 mm/15 mm

Dilatation set, Ø 5.5 mm/15 mm

26907-20

Dilatations-Set, Ø 5,5 mm/20 mm

Dilatation set, Ø 5.5 mm/20 mm

26907-25

Dilatations-Set, Ø 10 mm/15 mm

Dilatation set, Ø 10 mm/15 mm

26907-26

Dilatations-Set, Ø 11 mm/15 mm

Dilatation set, Ø 11 mm/15 mm

26907-30

Dilatations-Set, Ø 10 mm/20 mm

Dilatation set, Ø 10 mm/20 mm

26907-31

Dilatations-Set, Ø 11 mm/20 mm

Dilatation set, Ø 11 mm/20 mm



DUFNER MICASEPT[®]

... die Philosophie des abgedichteten Instruments.

- MICASEPT ist ein bewährtes, patentiertes und autoklavierbares Membranabdichtungssystem mit hermetischer Abdichtung des Instrumentenkanals unter Beibehaltung einer konstanten, stabilen Schubbeweglichkeit.
- Das MICASEPT-System macht die Zerlegung des Instruments in seine Einzelteile überflüssig.
- MICASEPT ist ein Kompaktbausystem ohne Schnittstellen.
- Die Problematik des Zerlegens und Zusammensetzens von Modulkomponenten sowie der Maßtoleranzen an den Schnittstellen entfällt. Auch die Lagerhaltung von Ersatzteilen entfällt vollständig.
- Funktionalität und Sicherheit des MICASEPT-Systems sind geprüft und validiert.
- MICASEPT-Instrumente werden im traditionellen Aufbereitungsverfahren einsatzfähig gemacht, was in der täglichen OP-Praxis einen erheblichen Zeitgewinn ergibt.
- Das weitgehend wartungsfreie MICASEPT-Kompaktbausystem bringt dem Anwender eine deutlich längere Nutzungszeit und eine auf Dauer günstigere Kostensituation.
- Die Beständigkeit der verwendeten Materialien und das auf lange Lebensdauer konzipierte MICASEPT-System entsprechen modernem Umweltbewusstsein.

... the Philosophy of Sealed Instruments.

- MICASEPT is an established, patented and autoclavable membrane sealing system. The hermetic seal of the instrument channel allows for a constant, stable sliding motion.
- The MICASEPT system makes it unnecessary to assemble or dismantle the instrument.
- MICASEPT system removes the problem of matching parts and tolerances. No need to store any spare parts.
- Function, safety and durability of MICASEPT system has been tested and validated.
- MICASEPT instruments are made ready for standard sterile processing. Hence, time savings in surgical practice.
- The largely maintenance-free MICASEPT system lasts significantly longer and therefore reduces costs in the long run.
- Designed for long life and made with durable materials, the MICASEPT system meets the requirements of a modern environmental awareness.



Griffvarianten zum MICASEPT[®]- System
Grip Variations for MICASEPT[®]- System




Pistolengriff / Pistol grip



Pistolengriff mit Sperre / Pistol grip with ratchet



Pistolengriff mit Klappsperr / Pistol grip with folding ratchet



Y-Griff / Y-grip



Y-Griff mit Sperre / Y-grip with ratchet





Y-Griff mit Klappsperr / Y-grip with folding ratchet



Pen-Griff mit/ohne Sperre / Pen-grip with/without ratchet


**Faßzangen
Grasping Forceps**



26920-01  **MICASEPT Universalfaßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge** **MICASEPT Universal grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length**


26920-01-005  **26920-71**  **26920-71-005** 



26920-05-100  **MICASEPT Tupferpräparierfaßzange Kunath, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge** **MICASEPT Dressing forceps Kunath, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length**

26920-05-105  **26920-75-100**  **26920-75-105** 



26920-06  **MICASEPT Biopsie- und Faßzange mit 2 Fangzähnen, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge** **MICASEPT Biopsy- and grasping forceps with 2 fangs, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length**

26920-06-005 




26920-07  **MICASEPT Nelson Faßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge** **MICASEPT Nelson grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length**

26920-07-005 



26920-08  **MICASEPT Ovarial-Faßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge** **MICASEPT Ovarial grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length**

26920-08-005 



26920-11-100



MICASEPT Mixerklemme mit Querserration, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Mixer clamp with cross serration, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26920-11-105



26920-81-100



26920-81-105



26920-20-100



MICASEPT Overholt-Geissendörferklemme mit Querserration, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Overholt-Geissendörfer clamp with cross serration, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26920-20-105



26920-90-100



26920-90-105



26920-21-100



MICASEPT Hakenzange 1 x 1 Zahn, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge









































MICASEPT Hook forceps 1 x 1 tooth, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26920-21-105



Atrauma-Faßzangen, Pinzetten
Atrauma Grasping Forceps, Dressing Forceps



	26921-01 	MICASEPT DeBakey Universalfaßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT DeBakey Universal grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-01-005 	26921-71 	26921-71-005 
	26921-03 	MICASEPT DeBakey Universalfaßzange gebogen, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT DeBakey Universal grasping forceps curved, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-03-005 	26921-73 	26921-73-005 
	26921-04 	MICASEPT Wellenfaßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Wave grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-04-005 	26921-74 	26921-74-005 
	26921-05 	MICASEPT Pinzette kurz, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Dressing forceps short, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-05-005 	26921-75 	26921-75-005 
	26921-07 	MICASEPT Atrauma-Allis Faßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Atraumatic Allis grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-07-005 	26921-77 	26921-77-005 
	26921-08 	MICASEPT Babcockklemme, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Babcock clamp, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-08-005 	26921-78 	26921-78-005 
	26921-10 	MICASEPT Gefensterter Faßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Fenestrated grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-10-005 	26921-80 	26921-80-005 
	26921-11 	MICASEPT Gefensterter Faßzange konkav, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Fenestrated grasping forceps concave, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-11-005 	26921-81 	26921-81-005 



	26921-12	MICASEPT Darmfaßzange, Maullänge 40 mm, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Intestinal clamp, jaw length 40 mm, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-12-005		26921-82
	26921-14	MICASEPT Darmfaßzange, Maullänge 65 mm, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Intestinal clamp, jaw length 65 mm, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-14-005		26921-84
	26921-16	MICASEPT Parametriumklemme, Maullänge 35 mm, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Parametrium clamp, jaw length 35 mm, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-16-005		
	26921-18	MICASEPT Gefensterter Faßzange 45 mm Maullänge, Pistolengriff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Fenestrated grasping forceps 45 mm jaw length, pistol grip with ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-18-005		26921-88
	26921-20-100	MICASEPT DeBakey-Overholt-Geissendörferklemme, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT DeBakey-Overholt-Geissendörfer clamp, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length
	26921-20-105		26921-90-100
	26921-21-100	MICASEPT DeBakey-Mixerklemme, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT DeBakey-Mixer clamp, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length
	26921-21-105		26921-91-100
	26921-25	MICASEPT Pinzette lang, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Dressing forceps long, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length
	26921-95		
	26921-26	MICASEPT Tubensprezzange, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge	MICASEPT Tube spreading forceps, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

**Zangen, Klemmen
Forceps, Clamps**



26921-27



MICASEPT Präparier- und Faßzange, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Dressing and grasping forceps, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26921-97



26921-28



MICASEPT Präparier- und Faßzange gebogen, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Dressing and grasping forceps curved, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26921-98



26921-29



MICASEPT Kellyklemme, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Kelly forceps, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26921-99



26919-00-100



MICASEPT Duvalklemme, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Duval clamp, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26919-00-105



26919-70-100



26919-70-105



26919-03-100



MICASEPT Gefensterter Organfaßzange breit, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Fenestrated organ grasping forceps wide, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26919-03-105



26919-73-100



26919-73-105



26919-04-100



MICASEPT Organfaßzange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26919-04-105



26919-74-100



26919-74-105



26919-05-100



MICASEPT Babcockklemme, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Babcock clamp, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26919-05-105



26919-75-100



26919-75-105





26934-00



MICASEPT Extraktionszange mit Zugrosette, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Extraction forceps with pull rosette, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26934-00-005



26934-72



26934-72-005



26934-07



MICASEPT Greifzange 2/3 krallig mit Zugrosette, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 370 mm Arbeitslänge

MICASEPT Grasping forceps 2/3 teeth, with pull rosette, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 370 mm working length

26934-07-005



26934-77



26934-77-005



26934-10



MICASEPT Schröder Kugelzange 2 x 2 Zähne, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Schröder ball forceps 2 x 2 teeth, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26934-10-005



26934-11



MICASEPT Löffelzange mit Zugrosette, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Spoon forceps with pull rosette, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26934-11-005



26934-35



MICASEPT Extraktions- und Tupferhalte- zange, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Extraction and dressing forceps, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26934-35-005



26934-75



26934-75-005





Ciradur[®] Instrumente

– der neue Maßstab in der Oberflächentechnologie

- synthetische, extrem harte Beschichtung mit sehr geringem Reibungskoeffizienten für besonders weiche Schnitte und deutlich längere Nutzungsdauer
- optimaler Oberflächenschutz ergibt einfachere und weniger zeitintensive Pflege

Ciradur[®] Instruments

– the new standard in the surface technology

- synthetic, extremely hard coating with very slight friction coefficient for particularly soft cuts and significant longer using time
- optimal surface protection ensures a more simple and shorter intensive care duration



26923-01



MICASEPT Ciradur Biopsiezange, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Biopsy forceps, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26923-71



26923-02



MICASEPT Ciradur Durchschneidende PE-Zange, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Intersecting PE-forceps, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26923-72



26923-03



MICASEPT Ciradur Biopsiezange spitz, Pistolengriff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Biopsy forceps pointed, pistol grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26923-73





26924-40



MICASEPT Ciradur Hakenschere, Pistolengriff, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Hook scissors, pistol grip, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26924-71



26925-01



MICASEPT Ciradur Feine Schere mit gezahntem Blatt, Pistolengriff, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Fine scissors with serrated jaw, pistol grip, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26925-03



MICASEPT Ciradur Peritonealschere mit gezahntem Blatt, Pistolengriff, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Peritoneal scissors with serrated jaw, pistol grip, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26926-01-010



MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere links gebogen, Pistolengriff, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors curved left, pistol grip, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26926-02



MICASEPT Ciradur Feine Schere mit gezahntem Blatt, links gebogen, Pistolengriff, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Fine scissors with serrated jaw, curved left, pistol grip, Ø 4.5 mm, 350 mm working length


26926-72



**Griffvarianten zu Nadelhaltern
Handles for Needle Holders**



Y-Griff mit Hegar-Sperre / Y-grip with Hegar ratchet




Y-Griff mit Mathieu-Sperre / Y-grip with Mathieu ratchet




Y-Griff mit Klapp-Sperre / Y-grip with folding ratchet



Y-Griff ohne Sperre / Y-grip without ratchet



Pen-Griff mit/ohne Sperre / Pen-grip with/without ratchet



26918-01



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gerade, Y-Griff mit Mathieu-Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, straight, Y-grip with Mathieu-ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26918-05



mit Hegar-Sperre

with Hegar-ratchet

26918-09



ohne Sperre

without ratchet

26918-01-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

26918-01-618



mit Sperre

with ratchet



26918-02



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gebogen, Y-Griff mit Mathieu-Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, curved, Y-grip with Mathieu-ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26918-06



mit Hegar-Sperre

with Hegar-ratchet

26918-10



ohne Sperre

without ratchet

26918-02-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

26918-02-618



mit Sperre

with ratchet



26918-08



MICASEPT Nadelhalter Top dur, kurz gebogen, Y-Griff mit Hegar-Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, short curved, Y-grip with Hegar-ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26918-08-000



mit Mathieu-Sperre

with Mathieu-ratchet

26918-08-001



ohne Sperre

without ratchet

26918-08-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

26918-08-618



mit Sperre

with ratchet



26918-55-010

MICASEPT Ciradur Nadelhalter konvex/konkav, Y-Griff mit Hegar-Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Needle holder convex/concave, Y-grip with Hegar-ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26918-55-011

MICASEPT Ciradur Nadelhalter konvex/konkav, Y-Griff mit Mathieu-Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Needle holder convex/concave, Y-grip with Mathieu-ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length

26918-55-015

MICASEPT Ciradur Nadelhalter konvex/konkav, Y-Griff mit Klappsperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Needle holder convex/concave, Y-grip with folding ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26918-70

MICTEC Notfallnadel, Ø 3 mm, 150 mm Arbeitslänge

MICTEC Emergency needle, Ø 3 mm, 150 mm working length



26918-80

MICTEC Magnet-Nadelfänger, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Magnet needle catcher, Ø 5 mm, 350 mm working length



26918-90

MICTEC Knotenschieber, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Knot pusher, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26918-92

MICTEC ARCO Knotenschieber, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC ARCO Knot pusher, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26918-93-608

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Pen-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways opening, pen handle with ratchet. Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26918-93-619

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Pen-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways opening, pen handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 350 mm working length




26942-40

MICTEC Taststab, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Palpator, Ø 4.5 mm, 350 mm working length





26932-10

MICASEPT Clipanlegezange für Titan Clips
klein, Ø 4,5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Clipapplicator for titanium clips
small, Ø 4.5 mm, 350 mm working length



26932-35

MICTEC Clipanlegezange für Titan Clips
mittel-groß, drehbar, mit Spülkanal, Ø 10 mm,
350 mm Arbeitslänge

MICTEC Clipapplicator for titanium clips
medium-large, rotating, with cleaning flush
port, Ø 10 mm, 350 mm working length



26932-01

MICTEC Titan Clips klein,
30 Magazine à 6 Clips

MICTEC Titanium clips small,
30 magazines à 6 clips

26932-03

MICTEC Titan Clips mittel-groß,
20 Magazine à 6 Clips

MICTEC Titanium clips medium-large,
20 magazines à 6 clips



26934-50

MICTEC Extraktionsspreizer für 10 mm/
11 mm Trokare

MICTEC Extraction spreader for 10 mm/
11 mm trocars



26960-01

MICTEC Cholangiographie-Führer, gebo-
gen, mit Dichtungskappe, Ø 5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICTEC Cholangiography guide, curved,
with sealing cap, Ø 5 mm, 300 mm working
length



26960-02

MICTEC Cholangiographie-Fixierzange mit
Kanal für CH 6, Ø 5 mm, 350 mm Arbeits-
länge

MICTEC Cholangiography fixation clamp
with channel for CH 6, Ø 5 mm, 350 mm
working length





26941-01

MICTEC Aspirationskanüle, Ø 5 mm,
Nadelstärke G 22, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Aspiration cannula, Ø 5 mm,
needle G 22, 360 mm working length



26941-02

MICTEC Aspirationskanüle, Ø 5 mm,
Nadelstärke G 15, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Aspiration cannula, Ø 5 mm,
needle G 15, 360 mm working length



26941-42

MICTEC Aspirationskanüle, Ø 5 mm,
Nadelstärke G 18, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Aspiration cannula, Ø 5 mm,
needle G 18, 360 mm working length



27981-22

MICTEC Aspirationskanüle, Ø 2,7 mm,
Nadelstärke G 18, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Aspiration cannula, Ø 2.7 mm,
needle G 18, 350 mm working length



26942-10

MICTEC Hernia Inguinalis Dissektor,
Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge

MICTEC Hernia Inguinalis dissector,
Ø 10 mm, 330 mm working length



26942-15


MICTEC Oesophagus Retraktor,
Ø 5 mm, 320 mm Arbeitslänge

MICTEC Oesophageal retractor,
Ø 5 mm, 320 mm working length

26942-16

MICTEC Oesophagus Retraktor,
Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge

MICTEC Oesophageal retractor,
Ø 10 mm, 330 mm working length



26942-41

MICTEC Fächerretraktor abwinkelbar,
Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Fan retractor angleable, Ø 5 mm,
340 mm working length

26942-42

MICTEC Fächerretraktor abwinkelbar,
Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Fan retractor angleable, Ø 10 mm,
350 mm working length



26942-50


MICTEC Flexibler Retraktor "Goldfinger" 90°, Ø 5 mm, mit Spülkanal, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor "Goldfinger" 90°, Ø 5 mm, with irrigation channel, 430 mm working length

26942-55

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 60 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 60 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length



26942-64

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 80 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 80 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length

26942-65

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 80 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 480 mm Arbeitslänge


MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 80 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 480 mm working length



26942-72

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Ring 40 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 380 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, ring 40 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 380 mm working length



26942-75

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, nach links gebogen, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, curved left, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length

26942-77

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, nach rechts gebogen, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, curved right, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length



26942-80

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, gerade, gewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, straight, angulated, with irrigation channel, 360 mm working length



26943-00

MICTEC 3-Wege-Hahn mit großem Luer-Lock-Anschlußstück

MICTEC 3-way-tap with large Luer-Lock connection

- kompakter, rutschfester, besonders stabiler Kunststoffhandgriff
- Parallelanschluß zum Saugen und Spülen, daraus ergibt sich eine verbesserte Bewegungsfreiheit
- drehbarer Rohranschluß
- großer Luer-Lock Anschluß für deutlich größeres Durchflußvolumen
- compact, non slip, extremely stable high performance plastic handle
- parallel connectors for suction and irrigation = more moving flexibility
- rotatable tube connector
- great Luer-Lock for increased liquid flow volume



26943-21

MICTEC Saug-Spül-Handgriff mit 3-Wege-Hahn, großem Drehadapter Luer-Lock männlich

MICTEC Suction and Irrigation 3-way-tap, large connector rotary Luer-Lock male



26943-02

MICTEC Saug-Spülrohr, Ø 5 mm mit großem Luer-Lock-Anschlußstück, kleine Zentralöffnung, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube, Ø 5 mm with large Luer-Lock connection, small central opening, 350 mm working length



26943-04

MICTEC Saug-Spülrohr, Ø 5 mm mit großem Luer-Lock-Anschlußstück, große Zentralöffnung, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube, Ø 5 mm with large Luer-Lock connection, large central opening, 350 mm working length



26943-06

MICTEC Saug-Spülrohr, Ø 5 mm mit großem Luer-Lock-Anschlußstück, mit Korbspitze, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube, Ø 5 mm with large Luer-Lock connection, with basket tip, 350 mm working length



26943-07

MICTEC Punktionskanüle G 18, Ø 5 mm mit großem Luer-Lock-Anschlußstück, 350 mm Arbeitslänge


MICTEC Aspiration needle G 18, Ø 5 mm, with large Luer-Lock connection, 350 mm working length



26943-08

MICTEC Saug-Spülrohr für Hydrodissektion, Ø 5 mm mit großem Luer-Lock-Anschlußstück, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube for hydro dissection, Ø 5 mm with large Luer-Lock connection, 350 mm working length



26943-13

MICTEC Saug-Spülrohr-Set, Ø 5/10 mm, gerade, 350 mm Arbeitslänge, beinhaltet: 10 mm 3-Wege-Hahn Art.Nr. 04-11001-00 Ø 5 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-00 Ø 10 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-01

MICTEC Suction-irrigation tube set, Ø 5/10 mm, straight, 350 mm working length, including: 10 mm 3-way-tap art.no. 04-11001-00 Ø 5 mm tube art. no. 04-11012-00 Ø 10 mm tube art. no. 04-11012-01

Vorteile:

- nur 3 Baukomponenten: Basiskörper, Drehkonus, Fixierungsplatte
- alle DUFNER Rohransätze mit Schraubgewinde sind kompatibel
- der Gleitbereich des Basiskörpers ist mit Spezialgleitbeschichtung versehen
- der Drehkonus ist aus Titan gefertigt und ist dadurch besonders leicht
- maximale Verbesserungen bei Wartungsfreundlichkeit und Funktionssicherheit

Advantages:

- only three construction components: basis body, rotation cone, fixation plate
- all DUFNER tube connections with thread are compatible
- the slipping field of the basis body is equipped with a special slipping coating
- the rotation cone is made of Titanium and therefore very light-weight
- maximal improvements of easy maintenance and functional reliability



04-11012-07

MICTEC Saug-Spülrohr, mit Korbspitze, Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube, with basket tip, Ø 10 mm, 330 mm working length



26943-10

MICTEC Saug-Spülrohr-Set mit Trompetenventil, Ø 5 mm und Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge, beinhaltet: Trompetenventil Art.Nr. 04-11010-00 Ø 5 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-00 Ø 10 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-01

MICTEC Suction-irrigation tube set with plunger valve, Ø 5 mm and Ø 10 mm, 330 mm working length, including: 10 mm trumpet valve art.no. 04-11010-00 Ø 5 mm tube art. no. 04-11012-00 Ø 10 mm tube art. no. 04-11012-01



26943-30

MICTEC Doppeltrompetenventil, klein, allein, mit großem Luer-Lock-Anschlußstück

MICTEC Double plunger valve, small, only, with large Luer-Lock connection



26947-21

MICTEC Hakenelektrode mit Absaugung, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode with suction, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26947-24

MICTEC Koagulationssaugrohr mit Absaugung, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Coagulation suction tube with suction, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26947-26

MICTEC Spatelektrode mit Absaugung, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Spatula electrode with suction, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26947-28

MICTEC J-Hakenelektrode mit Absaugung, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge


MICTEC J-Hook electrode with suction, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26947-30

MICTEC Hakenelektrode spitz, mit Absaugung, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode pointed, with suction, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26947-32

MICTEC Messerelektrode mit Absaugung, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Knife electrode with suction, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26947-34

MICTEC Nadelelektrode mit Absaugung, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Needle electrode with suction, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26947-90

MICTEC Reinigungsbürste mit verstärktem Schaft, autoklavierbar, 490 mm Arbeitslänge

MICTEC Cleaning brush with strengthened shaft, autoclavable, 490 mm working length



26947-95

MICTEC Verschlusskappe männlich, für großen Luer-Lock Anschluß

MICTEC Metal cap male, for large Luer-Lock connectors



26948-01

MICTEC Hakenelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26948-51

MICTEC Hakenelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode, insulated, Ø 5 mm, 450 mm working length



26948-02

MICTEC Knopfelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Button electrode, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26948-52

MICTEC Knopfelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge

MICTEC Button electrode, insulated, Ø 5 mm, 450 mm working length



26948-03

MICTEC Hakenelektrode spitz, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode pointed, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26948-53

MICTEC Hakenelektrode spitz, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode pointed, insulated, Ø 5 mm, 450 mm working length



26948-04

MICTEC J-Hakenelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC J-Hook electrode, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26948-54

MICTEC J-Hakenelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge

MICTEC J-Hook electrode, insulated, Ø 5 mm, 450 mm working length



26948-06

MICTEC Spatелеlektrode, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Spatula electrode, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26948-56

MICTEC Spatелеlektrode, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge

MICTEC Spatula electrode, insulated, Ø 5 mm, 450 mm working length



26948-07

MICTEC Messerelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Knife electrode, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26948-57

MICTEC Messerelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge

MICTEC Knife electrode, insulated, Ø 5 mm, 450 mm working length



26948-08

MICTEC Nadelelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Needle electrode, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length



26948-58

MICTEC Nadelelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge

MICTEC Needle electrode, insulated, Ø 5 mm, 450 mm working length



**Für Elektroden mit der Art.Nr. 26947-..
und 26948-..**

**For electrodes with art. no. 26947-.. and
26948-..**

26944-01

MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant,
Anschluß: Erbe T-Serie, Storz, Wolf,
4,5 m lang

MICTEC HF-cable with hexagon inside,
connection: Erbe T-series, Storz, Wolf,
4.5 m long

26944-02

MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant,
Anschluß: Erbe ACC, ICC, 4,5 m lang

MICTEC HF-cable with hexagon inside,
connection: Erbe ACC, ICC, 4.5 m long

26944-03

MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant,
Anschluß: Valleylab, 4,5 m lang

MICTEC HF-cable with hexagon inside,
connection: Valleylab, 4.5 m long

26944-04

MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant,
Anschluß: Martin, Berchtold, 4,5 m lang

MICTEC HF-cable with hexagon inside,
connection: Martin, Berchtold, 4.5 m long



26945-50

MICTEC Bipolare Spatelektrode, Ø 5 mm,
340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar spatula electrode, Ø 5 mm,
340 mm working length



26945-51

MICTEC Bipolare Hakenelektrode, Ø 5 mm,
340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar hook electrode, Ø 5 mm,
340 mm working length



26954-30

MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instru-
mente, 3 m lang, Geräteanschluß: Erbe
ACC/ICC, Storz

MICTEC Connection cable for bipolar in-
struments, 3 m long, connection: Erbe ACC/
ICC, Storz

26954-31

MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instru-
mente, 3 m lang, Geräteanschluß: Martin,
Berchtold, Integra, Aesculap

MICTEC Connection cable for bipolar in-
struments, 3 m long, connection: Martin,
Berchtold, Integra, Aesculap

26954-32

MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instru-
mente, 3 m lang, Geräteanschluß: Valleylab,
Bircher, Bovie, Bard

MICTEC Connection cable for bipolar in-
struments, 3 m long, connection: Valleylab,
Bircher, Bovie, Bard

**Bipolare Faßzangen
Bipolar Grasping Forceps**



26950-01

MICTEC Bipolare Faßzange Hirsch,
Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02735-02

MICTEC Bipolar grasping forceps Hirsch,
Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02735-02



26950-02

MICTEC Bipolare Faßzange 3 mm breit,
Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02735-03

MICTEC Bipolar grasping forceps 3 mm
wide, Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02735-03



26950-03

MICTEC Bipolare Faßzange mit Pinzetten-
spitze, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02735-04

MICTEC Bipolar grasping forceps with dres-
sing tip, Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02735-04



26950-04

MICTEC Bipolare Schere gebogen,
Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02735-06

MICTEC Bipolar scissors curved, Ø 5 mm,
340 mm working length
Insert only: article no. 04-02735-06



26950-05

MICTEC Bipolarer Dissektor gebogen,
Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02735-07

MICTEC Bipolar dissector curved, Ø 5 mm,
340 mm working length
Insert only: article no. 04-02735-07



26950-06

MICTEC Bipolare Kleppingerzange,
Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02735-08

MICTEC Bipolar Kleppinger forceps,
Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02735-08



26950-25

MICTEC Bipolarer Maryland Dissector gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-17

MICTEC Bipolar Maryland dissector, curved Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02734-17



26950-27

MICTEC Bipolare gefensterter Präparierfaßzange gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-13

MICTEC Bipolar fenestrated preparation forceps curved, Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02734-13



26950-28

MICTEC Bipolare Pinzette gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-18

MICTEC Bipolar grasping forceps curved, Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02734-18



26950-31

MICTEC Bipolare Faßzange gefensterter, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-10

MICTEC Bipolar forceps fenestrated, Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02734-10



26950-34

MICTEC Bipolare Hartmetall Metzenbaumschere gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-14

MICTEC Bipolar tungsten carbide Metzenbaum scissors curved, Ø 5 mm, 340 mm working length
Insert only: article no. 04-02734-14



04-05400-08

MICTEC Bipolarer Ringgriff für doppelbewegliche Instrumente, incl. HF-Flachstecker

MICTEC Bipolar ring-handle for bipolar instruments incl. HF-flat plug



04-03034-02

MICTEC Führungsrohr mit Verschraubung für bip. Faßzangen mit Gelenkmechanik, mit Drehkopf, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC tube with screw for bip. grasping forceps with joint mechanics and turnhead, Ø 5 mm, 340 mm working length



26980-05

MICTEC Myomdrill, Ø 5 mm, 330 mm Arbeitslänge

MICTEC Myom driller, Ø 5 mm, 330 mm working length



26980-10

MICTEC Myomdrill, Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge

MICTEC Myom driller, Ø 10 mm, 330 mm working length




28594-25

Schröder Hakenzange 1 x 1 Zahn

Schröder hook forceps 1 x 1 tooth



Pistolengriff ohne Sperre, mit HF-Anschluß und Rotation
Pistol grip without ratchet, with HF-connector and rotation



Pistolengriff mit Rundformsperre, HF-Anschluß und Rotation
Pistol grip with round ratchet, HF-connector and rotation



Pistolengriff mit Klappsperre, HF-Anschluß und Rotation
Pistol grip with folding ratchet, HF-connector and rotation

DUFNER CLICASEPT[®]

... Modularität für mehr Flexibilität.

- Das CLICASEPT-Instrumentensystem besteht aus 3 Grundkomponenten.
- Für das CLICASEPT-System steht ein Pistolengriff in 3 Varianten zur Verfügung: HF-Chirurgie Vollmetallgriff mit spezieller Innenisolation ohne Sperre, mit innenliegender Rundformsperre und mit Ergo "S" Form Klappsperre.
- Die Fingerpositionen sind durch die ergonomische Formgebung definiert und ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.
- Sperrenfeinrasterung für exzellentes Feingefühl.
- Verbesserter Bedienkomfort durch hervorragende Ergonomie und 8-Stufen Drehkonus.
- Der HF-Anschluß ist retrograd oben am Griffkörper angeordnet, verdrehsicher eingebaut und mit einer zusätzlichen Kunststoffschutzhülse ausgestattet.
- Das im stählernen Innenrohr angebrachte Verbindungsgewinde zwischen Rohrschaft und Instrumenteneinsatz sorgt für eine sichere Verbindung und verbesserte Schaftstabilität.
- Die Verbindung von Instrumenteneinsatz und Rohrschaft erfolgt durch ein Normgewinde.
- Die Verbindung von Instrumenteneinsatz und Griff erfolgt durch eine bewährte Kugelaufnahme.
- Austauschbare Instrumenteneinsätze stehen in einer Vielzahl von Modellvarianten zur Verfügung.

... Modularity Facilities for More Flexibility.

- The CLICASEPT instrument system consists of three basic components.
- Three types of pistol grip are available for the CLICASEPT system: HF surgery full metal grip with special inner insulation without ratchet, with inner round ratchet and with ergo "S" form folding ratchet.
- The finger positions are defined by the ergonomic design and facilitate ratchet-free handling.
- Fine ratchet raster for an excellent sensitivity.
- Improved handle comfort through outstanding ergonomic and 8-stage rotary cones.
- The HF connection is placed retrograde at the top of the grip body, installed untwistable and equipped with an additional protection sleeve, so that it conforms to the latest safety demands.
- The connection thread fixed inside the toughened inner tube between the shaft tube and the instrument insert provides a safety connection and an improved shaft stability.
- The connection of instrument insert and shaft tube is ensured by a tried and tested standard thread.
- The connection of instrument insert and grip is ensured by a tried and tested ball insertion.
- Interchangeable instrument inserts are available in numerous model variations.



26918-96



26918-96-019



MICTEC CLICASEPT Knotenschiebe- und Spreizzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-14

MICTEC CLICASEPT Knot push and spread forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02335-14



26920-00



26920-00-007



26920-00-005



MICTEC CLICASEPT "Duck-bill" Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-00

MICTEC CLICASEPT "Duck-bill" grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-00

26920-00-019



26920-00-017



26920-00-015



26922-01



26922-01-007



26922-01-005



MICTEC CLICASEPT "Delphin" Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-01

MICTEC CLICASEPT "Dolphin" grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-01

26922-01-019



26922-01-017



26922-01-015



26922-42



26922-42-007



26922-42-005



MICTEC CLICASEPT gefenesterte Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-52

MICTEC CLICASEPT grasping forceps fenestrated, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-52

26922-42-019



26922-42-017



26922-42-015



26922-03



26922-03-007



26922-03-005



MICTEC CLICASEPT "Vario" Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-10

MICTEC CLICASEPT "Vario" grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-10

26922-03-019



26922-03-017



26922-03-015





- 26922-04  26922-04-007  26922-04-005 
- 26922-04-019  26922-04-017  26922-04-015 

MICTEC CLICASEPT atraumatische Faß- und Präparierzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-07

MICTEC CLICASEPT atraumatic grasping and dissecting forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-07



- 26922-06  26922-06-007  26922-06-005 
- 26922-06-019  26922-06-017  26922-06-015 

MICTEC CLICASEPT "Cobra" 2/4 zahnige Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-08

MICTEC CLICASEPT "Cobra" 2/4 teeth grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-08



- 26922-07  26922-07-007  26922-07-005 
- 26922-07-019  26922-07-017  26922-07-015 

MICTEC CLICASEPT Tenaculum-Hakenzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-24

MICTEC CLICASEPT Tenaculum hook forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-24



- 26922-09  26922-09-007  26922-09-005 
- 26922-09-019  26922-09-017  26922-09-015 

MICTEC CLICASEPT Faßzange Australisches Modell, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-13

MICTEC CLICASEPT grasping forceps australian model, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02335-13



- 26922-13  26922-13-007  26922-13-005 
- 26922-13-019  26922-13-017  26922-13-015 

MICTEC CLICASEPT "Vario" Faßzange, langes Maul, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-37

MICTEC CLICASEPT "Vario" grasping forceps, long tip, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-37



- 26922-30  26922-30-007  26922-30-005 
- 26922-30-019  26922-30-017  26922-30-015 

MICTEC CLICASEPT "Allis" Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-11

MICTEC CLICASEPT "Allis" grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-11



- 26922-31  26922-31-007  26922-31-005 
- 26922-31-019  26922-31-017  26922-31-015 

MICTEC CLICASEPT Faßzange 2/3 krallig, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-12

MICTEC CLICASEPT grasping forceps 2/3 teeth, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-12

MICTEC CLICASEPT Faßzangen
MICTEC CLICASEPT Grasping Forceps



26922-33-007  26922-33-005 

26922-33-017  26922-33-015 

MICTEC CLICASEPT Wellenfaßzange,
2/4-krallig stumpf, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm
Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-12

MICTEC CLICASEPT wave grasping
forceps, 2/4-teeth blunt, insulated, Ø 5 mm,
350 mm working length

Insert only: article no. 04-02335-12

26922-34-007  26922-34-005 

26922-34-017  26922-34-015 

MICTEC CLICASEPT Wellenfaßzange,
isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-08

MICTEC CLICASEPT wave grasping
forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm
working length

Insert only: article no. 04-02335-08

26922-35-007  26922-35-005 

26922-35-017  26922-35-015 

MICTEC CLICASEPT Universalfaßzange,
isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-36

MICTEC CLICASEPT universal grasping
forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm
working length

Insert only: article no. 04-02135-36

26922-36  26922-36-007  26922-36-005 

26922-36-019  26922-36-017  26922-36-015 

MICTEC CLICASEPT scharfe Faßzange
1/2 krallig, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm
Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-13

MICTEC CLICASEPT grasping forceps
sharp, 1/2 teeth, insulated, Ø 5 mm,
350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-13

26922-37  26922-37-007  26922-37-005 

26922-37-019  26922-37-017  26922-37-015 

MICTEC CLICASEPT gefensterte Faßzan-
ge einfach beweglich, isoliert, Ø 5 mm,
350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-14

MICTEC CLICASEPT grasping forceps
fenestrated, single movable, insulated,
Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-14

26922-38  26922-38-007  26922-38-005 

26922-38-019  26922-38-017  26922-38-015 

MICTEC CLICASEPT gefensterte Faß-
zange konkav, einfach beweglich, isoliert,
Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-30

MICTEC CLICASEPT grasping forceps
fenestrated concave, single movable, insu-
lated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-30

26922-39  26922-39-007  26922-39-005 

26922-39-019  26922-39-017  26922-39-015 

MICTEC CLICASEPT doppelt gefensterte
Faßzange, einfach beweglich, isoliert,
Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-50

MICTEC CLICASEPT double fenestrated
grasping forceps, single movable insulated,
Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-50

26922-40-007  26922-40-005 

26922-40-017  26922-40-015 

MICTEC CLICASEPT Babcockklemme,
isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-31

MICTEC CLICASEPT Babcock clamp,
insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-31

26922-40-027  26922-40-025 

26922-40-037  26922-40-035 

MICTEC CLICASEPT Babcockklemme,
isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge

Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-49

MICTEC CLICASEPT Babcock clamp,
insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length

Insert only: article no. 04-02135-49

MICTEC CLICASEPT Faßzangen
MICTEC CLICASEPT Grasping Forceps



26922-41-007 26922-41-005



26922-41-017 26922-41-015

MICTEC CLICASEPT gefensterte Faßzange, 45 mm Maullänge, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-09

MICTEC CLICASEPT grasping forceps fenestrated, 45 mm jaw length, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02335-09

26922-45-007 26922-45-005

26922-45-017 26922-45-015



MICTEC CLICASEPT DeBakey Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-07

MICTEC CLICASEPT DeBakey grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02335-07

26922-92 26922-92-007 26922-92-005

26922-92-019 26922-92-017 26922-92-015



MICTEC CLICASEPT Faßzange gefenstert, 45mm Maullänge, Kunststoffgriff mit HF-Anschluß mit Sperre, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-05

MICTEC CLICASEPT grasping forceps fenestrated, 45 mm jaw length, plastic handle with HF-connection with ratchet, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02335-05

26929-03-007 26929-03-005

26929-03-017 26929-03-015



MICTEC CLICASEPT Atraumatische Faßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-41

MICTEC CLICASEPT atraumatic grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-41

26929-08 26929-08-007 26929-08-005

26929-08-019 26929-08-017 26929-08-015



MICTEC CLICASEPT Atraumatische DeBakey Faßzange, isoliert, 30 mm Maullänge, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-00

MICTEC CLICASEPT Atraumatic DeBakey grasping forceps, 30 mm jaw length, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02335-00

26929-09 26929-09-007 26929-09-005

26929-09-019 26929-09-017 26929-09-015



MICTEC CLICASEPT DeBakey Faßzange, 45 mm Maullänge, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-01

MICTEC CLICASEPT DeBakey grasping forceps, 45 mm jaw length, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02335-01

26929-05 26929-05-007 26929-05-005

26929-05-019 26929-05-017 26929-05-015



MICTEC CLICASEPT Atrauma Organfaßzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-16

MICTEC CLICASEPT atraumatic organ grasping forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-16

26929-06 26929-06-019



MICTEC CLICASEPT Tubenspreizzange, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-17

MICTEC CLICASEPT tube spreading forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02135-17

26933-10 26933-10-005

26933-10-017 26933-10-015

MICTEC CLICASEPT Löffelzange scharf, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02635-07

MICTEC CLICASEPT spoon forceps sharp, insulated, Ø 10 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02635-07

MICTEC CLICASEPT Faßzangen
MICTEC CLICASEPT Grasping Forceps



	26934-03		26934-03-007		26934-03-005	
	26934-03-019		26934-03-017		26934-03-015	
MICTEC CLICASEPT Mixerklemme, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-48		MICTEC CLICASEPT Mixer forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02135-48				
	26934-04		26934-04-007		26934-04-005	
	26934-04-019		26934-04-017		26934-04-015	
MICTEC CLICASEPT Kellyklemme, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-06		MICTEC CLICASEPT Kelly forceps, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02335-06				
	26934-05		26934-05-007		26934-05-005	
	26934-05-019		26934-05-017		26934-05-015	
MICTEC CLICASEPT "Maryland" Dissektor, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-15		MICTEC CLICASEPT "Maryland" dissector, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02135-15				
	26934-06		26934-06-007		26934-06-005	
	26934-06-019		26934-06-017		26934-06-015	
MICTEC CLICASEPT "Maryland" Dissektor isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-20		MICTEC CLICASEPT "Maryland" dissector, insulated, Ø 10 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02135-20				
	26936-00		26936-00-005			
	26936-00-017		26936-00-015			
MICTEC CLICASEPT Extraktionsfaßzange, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-18		MICTEC CLICASEPT extraction grasping forceps, insulated, Ø 10 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02135-18				
	26936-02		26936-02-005			
	26936-02-017		26936-02-015			
MICTEC CLICASEPT gefensterte Faßzange, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-19		MICTEC CLICASEPT grasping forceps fenestrated, insulated, Ø 10 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02135-19				
	26936-08		26936-08-005			
	26936-08-017		26936-08-015			
MICTEC CLICASEPT Babcock Klemme, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-23		MICTEC CLICASEPT Babcock clamp, insulated, Ø 10 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02135-23				
	26936-09		26936-09-005			
	26936-09-017		26936-09-015			
MICTEC CLICASEPT Babcock Klemme mit Plateau, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-42		MICTEC CLICASEPT Babcock clamp with plateau, insulated, Ø 10 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02135-42				
	26936-18		26936-18-007		26936-18-005	
	26936-18-019		26936-18-017		26936-18-015	
MICTEC CLICASEPT "Mixer" Klemme, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-16		MICTEC CLICASEPT "Mixer" clamp, insulated, Ø 10 mm, 350 mm working length Insert only: article no. 04-02335-16				

MICTEC CLICASEPT Ø 10 mm Instrumente, Scheren
MICTEC CLICASEPT Ø 10 mm Instruments, Scissors



26936-19 26936-19-007 26936-19-005

26936-19-019 26936-19-017 26936-19-015

MICTEC CLICASEPT "Mixer" Klemme 45°
gewinkelt, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm AL
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-15


MICTEC CLICASEPT "Mixer" clamp 45°
angled, insulated, Ø 10 mm, 350 mm wl
Insert only: article no. 04-02335-15

26936-30 26936-30-005

26936-30-017 26936-30-015

MICTEC CLICASEPT Greifzange 2/3-kral-
lig, isoliert, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02135-26

MICTEC CLICASEPT grasping forceps
2/3 teeth, insulated, Ø 10 mm, 350 mm
working length
Insert only: article no. 04-02135-26



26936-34-007 26936-34-005

26936-34-017 26936-34-015

MICTEC CLICASEPT Dornhaltezange,
Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02335-17

MICTEC CLICASEPT tip holding forceps,
Ø 10 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02335-17



26923-21 26923-21-019

MICTEC CLICASEPT Löffel-PE-Zange,
isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02635-04

MICTEC CLICASEPT spoon PE-forceps,
insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02635-04



26923-26 26923-26-007 26923-26-005

26923-26-019 26923-26-017 26923-26-015

MICTEC CLICASEPT Löffel-PE-Zange
mit Doppeldorn, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm
Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02635-03

MICTEC CLICASEPT spoon PE-forceps with
double thorn, insulated, Ø 5 mm,
350 mm working length
Insert only: article no. 04-02635-03



26923-31 26923-31-019

MICTEC CLICASEPT PE-Stanze, isoliert,
Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02635-05

MICTEC CLICASEPT PE-punch, insulated,
Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02635-05



26923-32 26923-32-019

MICTEC CLICASEPT PE-Zange spitz,
isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02635-06

MICTEC CLICASEPT PE-punch pointed,
insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02635-06



26924-25 26924-25-019

MICTEC CLICASEPT Hakenschere,
isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02535-04

MICTEC CLICASEPT hook scissors, insula-
ted, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02535-04



26925-05 26925-05-019

MICTEC CLICASEPT Schere gerade, iso-
liert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02535-00

MICTEC CLICASEPT scissors straight, in-
sulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02535-00

MICTEC CLICASEPT Scheren
MICTEC CLICASEPT Scissors



26928-09-010



26928-09-019



MICTEC CLICASEPT Ciradur Mini-Metzenbaumschere gebogen, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02535-17

MICTEC CLICASEPT Ciradur Mini Metzenbaum scissors curved, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02535-17



26928-10-010



26928-10-019



MICTEC CLICASEPT Ciradur Metzenbaumschere gebogen, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02535-15

MICTEC CLICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors curved, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02535-15



26925-21



26925-21-019



MICTEC CLICASEPT Peritonealschere gerade, isoliert, Ø 5 mm, 350 mm Arbeitslänge
Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02535-02

MICTEC CLICASEPT Peritoneal scissors straight, insulated, Ø 5 mm, 350 mm working length
Insert only: article no. 04-02535-02

Einzelkomponenten

Single components

04-05100-04



MICTEC CLICASEPT Griff ohne Sperre, interne Isolation, HF-Anschluß

MICTEC CLICASEPT handle without ratchet, internal insulation, HF connector

04-05100-05



MICTEC CLICASEPT Kunststoffgriff ohne Sperre, interne Isolation, HF-Anschluß

MICTEC CLICASEPT plastic handle without ratchet, internal insulation, HF connector

04-05100-54



MICTEC CLICASEPT Griff mit Rundformsperre, interne Isolation, HF-Anschluß

MICTEC CLICASEPT handle with round ratchet, internal insulation, HF connector

04-05100-55



MICTEC CLICASEPT Kunststoffgriff mit Rundformsperre, interne Isolation, HF-Anschluß

MICTEC CLICASEPT plastic handle with round ratchet, internal insulation, HF connector

04-05100-64



MICTEC CLICASEPT Griff mit Klappsperre interne Isolation, HF-Anschluß

MICTEC CLICASEPT handle with folding ratchet, internal insulation, HF connector

04-05100-65



MICTEC CLICASEPT Kunststoffgriff mit Klappsperre interne Isolation, HF-Anschluß

MICTEC CLICASEPT plastic handle with folding ratchet, internal insulation, HF connector

04-03035-00


MICTEC CLICASEPT Ø 5 mm Schaft

MICTEC CLICASEPT Ø 5 mm shaft

04-03035-10

MICTEC CLICASEPT Ø 10 mm Schaft

MICTEC CLICASEPT Ø 10 mm shaft





Anwendungsbeispiel mit Endoskophalterung
Example of use with endoscope fixation

55135-52-020

MICTECFIX L-Säule, 470 x 170 mm mit CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX L-bar 470 x 170 mm with CLIC-Lock connector



55135-52-002

MICTECFIX Universal Instrumentenhalterung für CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX Universal instrument fixation for CLIC-lock connector



55135-52-004

MICTECFIX Universal Endoskophalterung 2,7 - 10 mm für CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX Universal endoscope fixation 2.7 - 10 mm for CLIC-lock connector



26902-51


MICTEC Befestigungskloben Standard, Ø 16 mm

MICTEC Clamp Standard, Ø 16 mm

26902-52

MICTEC Befestigungskloben, Ø 16 mm, elektrisch isolierend bis 4,5 kV

MICTEC Clamp, Ø 16 mm electrically insulated up to 4.5 kV AC



70373-58-060



70373-58

DUFNER Steriliserbox 545 x 255 x 95 mm, aus Edelstahl mit Deckel bestehend aus Unterteil 70373-58-005, Deckel 70373-58-008, 3 Stück Silikonstegen Tannenbaum 70373-58-030, 3 Stück Haltern für Silikonstege 70373-58-010

DUFNER Sterilization box stainless steel, 545 x 255 x 95 mm, consisting of Lower box 70373-58-005, Cover 70373-58-008, 3 silicone instrument holders 70373-58-030, 3 metal mounting brackets 70373-58-010

70373-58-060

DUFNER Siebeinsatz für Steriliserbox 70373-58, aus Edelstahl, 500 x 230 x 33,5 mm


DUFNER Perforated sterilizing inlay for Sterilization box 70373-58, stainless steel, 500 x 230 x 33.5 mm



70373-58-062

DUFNER Siebeinsatz für Steriliserbox 70373-58, aus Edelstahl, 360 x 230 x 33,5 mm

DUFNER Perforated sterilizing inlay for Sterilization box, stainless steel, 360 x 230 x 33.5 mm



70373-63

DUFNER Lagerungsgestell allein für MICTEC-Instrumente

DUFNER store rack alone for MICTEC instruments



70373-12

DUFNER Aluminiumcontainer 580 x 280 x 200 mm, bestehend aus Boden ungelocht 70373-12-007 Deckel gelocht 70373-12-001

DUFNER Aluminium container 580 x 280 x 200 mm, consisting of bottom not perforated 70373-12-007 cover perforated 70373-12-001

70373-51


DUFNER Steriliser-Siebkorb aus rostfreiem Stahl, 510 x 254 x 50 mm

DUFNER Perforated sterilisation tray, stainless steel, 510 x 254 x 50 mm

70373-72

DUFNER Silikon-Noppenmatte, 500 x 240 mm

DUFNER Silicone blanket, 500 x 240 mm



26998-90


MICTEC Reinigungsset bestehend aus Pistole mit Schlauch, 8 Adaptern, Befestigungshalterung für Adapter

MICTEC cleaning set including pistol with tube, 8 adapters, fixation for adapter

10322-00

MICTEC Instrumentenklemme mit Gummieinsätzen

MICTEC instrument clamp with rubber inserts



26998-91

MICTEC Bürste, Ø 5 mm, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC brush, Ø 5 mm, 430 mm working length

26998-94

MICTEC Bürste, Ø 10 mm, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC brush, Ø 10 mm, 430 mm working length



15-18000-01

MICTEC Silikonverschlusskappe mit Halteflasche, für kleinen Luer-Lock Anschluß

MICTEC Silicone cap, for small Luer-Lock connection



04-08500-00

MICTEC Verschlusskappe männlich, für kleinen Luer-Lock Anschluß

MICTEC Metal cap male, for small Luer-Lock connection



35-00031-00

Instrumenten-Ölspray 500 ml

Instrument oil spray 500 ml



35-00200-00

MICTEC Flachzange 160 mm, mit aufgelöteten Kupfereinsätzen

MICTEC Forceps 160 mm, with soldered copper



Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor.

Subject to technical modifications. This catalogue to be used for no other purpose than offering, buying and selling of our products. Reprinting, even partially, by any means (e.g. electronic, mechanical, photocopying or others) is not allowed and need our prior written permission. By misuse we reserve the right for recourse measures.



DUFNER
 Instrumente GmbH
 Fabrik ärztlicher Instrumente
 Medizintechnik
 D-78532 Tuttlingen
 Telefon +49(0)74 61-3697
 Telefax +49(0)74 61-794 19
 E-mail: info@dufner-tuttlingen.de
 www.dufner-tuttlingen.de

DUFNER trade marks

- TOP DUR**
Tungsten carbide instruments
- DIRONDAL**
Round edge needle holders
- DIMICRON**
Needle holders with micro spray tip
- IPERCUT**
Scissors with 2 different cutting edges
- MICTEC**
Instrumental equipment for MIS
- MICASEPT**
Compact MIS instruments
- CLICASEPT**
Modular MIS instruments
- DIROVISION**
Endoscopic camera systems
- DIROLIGHT**
Cold light sources
- DIROFLATOR**
Insufflation units
- DILAVATOR**
Suction/irrigation units
- CIRADUR**
Hard surface instruments
- DICRATEC**
Instruments for ambitious surgery

DUFNER bietet Qualitätsinstrumente für die verschiedensten chirurgischen Fachgebiete. Fordern Sie bitte unsere Spezialkataloge an.

DUFNER offers quality instruments for different surgical fields. Please contact us and request for our special catalogues.

