


MICTEC[®] THORAX

high class
thoracoscopic
instruments



DUFNER[®]

Instruments




DUFNER MICASEPT
Winkelinstrumente für
präzise Präparation im
Thorax


DUFNER MICASEPT
Angled instruments for
precise preparation inside
the thorax



größerer Arbeitsraum /
larger working volume



2 Rotationsachsen /
2 rotation axes



2 Schnittebenen /
2 cutting planes

DUFNER - specials and more !

Perfektion ist eine Erkenntnis der Sinne. Wenn es um chirurgische Instrumente geht ist sie sichtbar, fühlbar, begreifbar. Man hat das gute Gefühl, das Richtige in den Händen zu haben.

Seit über 50 Jahren geht es für DUFNER darum, den Chirurgen Instrumente zur Verfügung zu stellen, die die Voraussetzung dafür schaffen, ein Höchstmaß an chirurgischer Leistung zu ermöglichen.

Die DUFNER-Unternehmensphilosophie setzt sich zum Ziel, Erkenntnisse aus dem ständigen Dialog mit Ärzten in aller Welt in immer funktionalere Produkte umzusetzen. DUFNER setzt auf traditionelles, handwerkliches Können und modernste Fertigungstechnologie auf Basis hochwertiger Werkstoffe.

Das Ergebnis sind Produkte, die dem Anwender die Gewähr geben, mit Instrumenten zu arbeiten, die allen Ansprüchen hinsichtlich Präzision, Funktionalität, Belastbarkeit und Lebensdauer entsprechen. Instrumente, die sich aufgrund ihrer besonderen Qualitätseigenschaften aus der Masse des Angebots herausheben.

Innovatives Denken technisch perfekt umzusetzen ist für DUFNER Voraussetzung dafür immer einen Schritt voraus zu sein.

Der Erfolg im internationalen Wettbewerb bestätigt die DUFNER-Unternehmensphilosophie.

Für die verschiedenen DUFNER-Produktbereiche stehen Spezialkataloge in fachspezifischer Zusammenstellung mit den gängigsten und besten Instrumenten zur Verfügung.

DUFNER - mit Qualität am Puls der Zeit !

DUFNER - specials and more !

Perfection is a perception. When it comes to surgical instruments, perfection can be seen, felt and visualized. You sense that you are holding the right tool in your hands.

For more than 50 years, we have been providing surgeons with instruments which ensure the highest level of surgical performance.

The goal of our corporate philosophy is to gain knowledge through continuous contact with doctors all over the world in order to make our products more practical. We focus on traditional craftsmanship and latest production technology based on high-quality materials, resulting in products which are guaranteed to meet all demands of the users in terms of precision, functionality, stability and durability. Due to their exceptionally high quality with significant, innovative details and convincing technical features, our instruments stand out on the market.

Transforming innovative ideas with perfect craftsmanship is a prerequisite for always staying a step ahead.

The success of our trend-setting products is reflected in the increasing acceptance of our instruments, showing that we have chosen the right corporate philosophy.

Special catalogues containing the best and most commonly used instruments, categorised according to different fields of surgery, are available for our various product areas.

DUFNER - keeping our finger on the pulse of the time !

www.dufner-tuttlingen.de



Klemmsperre
mit gezahnten Federblättern an den Griffbranchen

Clamp ratchet
flexible teeth sheets at the rings



Rundsperre
Zahnklinke mit Ausrasthebel

Round ratchet
spring mounted teeth pawl with lever



Klappsperre
Federnde Zahnklinke mit Ausrasthebel

Folding ratchet
spring tooth rod at the ring


DUFNER MICASEPT[®]

... die Philosophie des abgedichteten Instruments.

- MICASEPT ist ein bewährtes, patentiertes und autoklavierbares Membrandichtungssystem mit hermetischer Abdichtung des Instrumentenkanals unter Beibehaltung einer konstanten, stabilen Schubbeweglichkeit.
- Das MICASEPT-System macht die Zerlegung des Instruments in seine Einzelteile überflüssig.
- MICASEPT ist ein Kompaktbausystem ohne Schnittstellen.
- Die Problematik des Zerlegens und Zusammensetzens von Modulareteilen sowie der Maßtoleranzen an den Schnittstellen entfällt. Auch die Lagerhaltung von Ersatzteilen entfällt vollständig.
- Funktionalität und Sicherheit des MICASEPT-Systems sind durch den TÜV RHEINLAND geprüft und durch die SMP GmbH Tübingen validiert.
- MICASEPT-Instrumente werden im traditionellen Aufbereitungsverfahren einsatzfähig gemacht, was in der täglichen OP-Praxis einen erheblichen Zeitgewinn ergibt.
- Das weitgehend wartungsfreie MICASEPT-Kompaktbausystem bringt dem Anwender eine deutlich längere Nutzungszeit und eine auf Dauer günstigere Kostensituation.
- Die Beständigkeit der verwendeten Materialien und das auf lange Lebensdauer konzipierte MICASEPT-System entsprechen modernem Umweltbewußtsein.

... the Philosophy of Sealed Instruments.

- MICASEPT is an established, patented and autoclavable membrane sealing system. The hermetic seal of the instrument channel allows for a constant, stable sliding motion.
- The MICASEPT system makes it unnecessary to assemble or dismantle the instrument.
- MICASEPT system removes the problem of matching parts and tolerances. No need to store any spare parts.
- Function, safety and durability of MICASEPT system has been tested and confirmed by TÜV RHEINLAND as well as further independent test/ validation company SMP Tübingen.
- MICASEPT instruments are made ready for standard sterile processing. Hence, time savings in surgical practice.
- The largely maintenance-free MICASEPT system lasts significantly longer and therefore reduces costs in the long run.
- Designed for long life and made with durable materials, the MICASEPT system meets the requirements of a modern environmental awareness.



Glasfaseranschluß
Light Guide Connector
1. ACMI
2. DUFNER/WOLF
3. STORZ



26901-01

MICTEC HD Endoskop 0°, Ø 5 mm,
autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 0°, Ø 5 mm, auto-
clavable, 300 mm working length



26901-31

MICTEC HD Endoskop 30°, Ø 5 mm,
autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 30°, Ø 5 mm, auto-
clavable, 300 mm working length



26901-00

MICTEC HD Endoskop 0°, Ø 10 mm,
autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 0°, Ø 10 mm, auto-
clavable, 310 mm working length



26901-30

MICTEC HD Endoskop 30°, Ø 10 mm,
autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge

MICTEC HD Endoscope 30°, Ø 10 mm,
autoclavable, 310 mm working length



26903-25

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Kunststoff, 250 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, plastic,
250 mm long

26903-45

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Kunststoff, 450 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, plastic,
450 mm long



26903-29


MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Metall, 290 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, stainless
steel, 290 mm long


26903-46

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Metall, 450 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, stainless
steel, 450 mm long



TITANIUM



20907-15

MICTEC Flexibles Trokarset TITAN,
Ø 7 mm, 50 mm lang

MICTEC Flexible trocar set TITANIUM,
Ø 7 mm, 50 mm long

20907-17 ... Ø 7 mm, 70 mm lang ... Ø 7 mm, 70 mm long

20907-20 ... Ø 7 mm, 100 mm lang ... Ø 7 mm, 100 mm long

20910-15 ... Ø 10,5 mm, 50 mm lang ... Ø 10.5 mm, 50 mm long

20910-17 ... Ø 10,5 mm, 70 mm lang ... Ø 10.5 mm, 70 mm long

20910-20 ... Ø 10,5 mm, 100 mm lang ... Ø 10.5 mm, 100 mm long

20913-17 ... Ø 13 mm, 70 mm lang ... Ø 13 mm, 70 mm long

20913-20 ... Ø 13 mm, 100 mm lang ... Ø 13 mm, 100 mm long

15-16100-74

12 Stück Flexible Ersatzhülse, Ø 7 mm, 50 mm

12 pieces flex. spare sleeves, Ø 7 mm, 50 mm

15-16100-75 ...Ø 7 mm, 70 mm lang ...Ø 7 mm, 70 mm long

15-16100-76 ...Ø 7 mm, 100 mm lang ...Ø 7 mm, 100 mm long

15-16141-04 ...Ø 10,5 mm, 50 mm lang ...Ø 10.5 mm, 50 mm long

15-16141-05 ...Ø 10,5 mm, 70 mm lang ...Ø 10.5 mm, 70 mm long

15-16141-06 ...Ø 10,5 mm, 100 mm lang ...Ø 10.5 mm, 100 mm long

15-16171-01 ...Ø 13 mm, 70 mm lang ...Ø 13 mm, 70 mm long

15-16171-02 ...Ø 13 mm, 100 mm lang ...Ø 13 mm, 100 mm long

15-30116-07

Aufdehndorn für 7 mm flexible Hülsen

Stretch pin for 7 mm flexible sleeves

15-30116-06

Aufdehndorn für 10,5 mm flexible Hülsen

Stretch pin for 10.5 mm flexible sleeves

15-30116-08

Aufdehndorn für 13 mm flexible Hülsen

Stretch pin for 13 mm flexible sleeves

20913-18

MICTEC Ovaltrokar für Endo-Stapler glatt,
Ø 13 mm/18 mm, 70 mm lang

MICTEC Oval trocar for Endo-Stapler
smooth, Ø 13 mm/18 mm, 70 mm long

20913-24

MICTEC Ovaltrokar für Endo-Stapler glatt,
Ø 14 mm/24 mm, 70 mm lang

MICTEC Oval trocar for Endo-Stapler
smooth, Ø 14 mm/24 mm, 70 mm long

20913-80

Drainage Trokar-Set Ø 8 mm, konische
Spitze, für Silikon-Drainagen Charr. 21,
100 mm Arbeitslänge

Drainage trocar set Ø 8 mm, conical tip, for
silicone drainage charr. 21, 100 mm working
length

20913-82

Drainage Trokar-Set Charr. 24

Drainage trocar set, charr. 24

16605-00

Tast- und Anlegenadel bei Pneumothorax,
zweitellig

Palpate and application needle for Pneumo-
thorax, two-part



20919-00



MICASEPT Lungenfaßzange mit Rundformsperrre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Lung grasping forceps with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-00-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-00-005



mit Klappsperrre

with folding ratchet



20919-03



MICASEPT Organfaßzange breit, lang, gefenestert, mit Rundformsperrre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps wide, long, fenestrated, with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-03-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-03-005



mit Klappsperrre

with folding ratchet



20919-04



MICASEPT Organfaßzange atraumatisch mit Rundformsperrre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps atraumatic with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-04-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-04-005



mit Klappsperrre

with folding ratchet



20919-05



MICASEPT DeBakey Universalringzange, Ø 20 mm, mit Rundformsperrre, 30° nach unten gewinkelt, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp Ø 20 mm, with round ratchet, 30° down angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-05-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-05-005



mit Klappsperrre

with folding ratchet

20919-05-020



MICASEPT DeBakey Universalringzange Ø 13 mm, mit Rundformsperrre, 30° nach unten gewinkelt, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp Ø 13 mm, with round ratchet, 30° down angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-05-024



mit Klemmsperre

with clamp ratchet


20919-05-025



mit Klappsperrre

with folding ratchet

Klemmen
Clamps



20919-05-040

MICASEPT DeBakey Universalringzange
Ø 10 mm, mit Rundformsperre, 30° nach unten gewinkelt, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp
Ø 10 mm, with round ratchet, 30° down angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-05-044 mit Klemmsperre with clamp ratchet

20919-05-045 mit Klappsperre with folding ratchet



20919-05-060

MICASEPT DeBakey Universalringzange
Ø 6,8 mm, mit Rundformsperre, 30° nach unten gewinkelt, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp
Ø 6.8 mm, with round ratchet, 30° down angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-05-064 mit Klemmsperre with clamp ratchet

20919-05-065 mit Klappsperre with folding ratchet



20919-05-469

MICASEPT DeBakey Universalringzange
Ø 6,8 mm, Coratec-Griff ohne Sperre, 30° nach unten gewinkelt, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp
Ø 6.8 mm, Coratec handle without ratchet, 30° down angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-05-609 mit Pen-Griff with Pen handle

MICASEPT DeBakey Ringpinzette
Ø 6,8 mm, Pen-Griff ohne Sperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Ring dressing forceps
Ø 6.8 mm, pen handle without ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-06

MICASEPT Atrauma-Gewebegreifer mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Atrauma tissue grasping forceps with round ratchet, 30° curved down, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-06-004 mit Klemmsperre with clamp ratchet

20919-06-005 mit Klappsperre with folding ratchet



20919-07-000

MICASEPT Tast- und Ausstreichklemme ohne Sperre, 30° nach unten gebogen, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT clamp for feeling and spreading out without ratchet, 30° curved down, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length





20919-12



MICASEPT Babcock Klemme atraumatisch mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Babcock clamp atraumatic with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300mm working length

20919-12-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-12-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-23



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 50 mm, 30° links gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 50 mm, 30° curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-23-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-23-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-22



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 50 mm, 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 50 mm, 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-22-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-22-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-25



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 70 mm, 30° links gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 70 mm, 30° curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-25-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-25-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-24



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 70 mm, 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 70 mm, 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-24-004



mit Klemmsperre


with clamp ratchet

20919-24-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-35



MICASEPT Umfahrungsklemme mit Rundformsperrre, 30° nach unten gewinkelt, links gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Circumvention clamp with round ratchet, 30° curved down, curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-35-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-35-005



mit Klappsperrre

with folding ratchet

20919-35-009



ohne Sperrre

without ratchet

20919-34



MICASEPT Umfahrungsklemme mit Rundformsperrre, 30° nach unten gewinkelt, rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Circumvention clamp with round ratchet, 30° curved down, curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-34-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-34-005



mit Klappsperrre

with folding ratchet

20919-34-009



ohne Sperrre

without ratchet



20919-35-020



MICASEPT Umfahrungsklemme mit Rundformsperrre, 30° nach unten gewinkelt, links gebogen, mit verlängerem, distalem DeBakey Quersteg, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Circumvention clamp, with round ratchet, 30° down angled, curved left, with extended, distal DeBakey tip, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-35-024



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-35-025



mit Klappsperrre

with folding ratchet

20919-35-029



ohne Sperrre

without ratchet

20919-34-020



MICASEPT Umfahrungsklemme mit Rundformsperrre, 30° nach unten gewinkelt, rechts gebogen, mit verlängerem, distalem DeBakey Quersteg, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Circumvention clamp, with round ratchet, 30° down angled, curved right, with extended, distal DeBakey tip, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-34-024



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-34-025



mit Klappsperrre


with folding ratchet

20919-34-029



ohne Sperrre


without ratchet




20919-08-084 

MICASEPT DeBakey Klemme, s-förmig, leicht gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, Y-Griff mit Klemmsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC DeBakey clamp, s-shaped, soft curved, 1x2 DeBakey teeth, Y-handle with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-08-089 

wie oben, jedoch ohne Sperre

as above but without ratchet

20919-08-094 

MICASEPT DeBakey Klemme, s-förmig, stark gebogen, 1x2 DeBakey Zähne, Y-Griff mit Klemmsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC DeBakey clamp, s-shaped, strong curved, 1x2 DeBakey teeth, Y-handle with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-08-099 

wie oben, jedoch ohne Sperre

as above but without ratchet



20919-90 

MICASEPT Anatomische Pinzette ohne Sperre, seitlich öffnend, 30° nach unten gewinkelt, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Anatomical dressing forceps without ratchet, side opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-90-409 

mit Coratec-Griff

with Coratec handle

20919-90-609 

mit Pen-Griff

with Pen handle



20919-92 

MICASEPT Atraumatische DeBakey Faßzange mit Rundformsperre, nach oben öffnend, 30° nach unten gewinkelt, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic DeBakey grasping forceps with round ratchet, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-92-004 

mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-92-005 

mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-93 

MICASEPT Anatomische Pinzette ohne Sperre, gerade, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Anatomical dressing forceps without ratchet, straight, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-11-009 

MICASEPT Mixerklemme ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Mixer clamp without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-11-004  mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-11-005  mit Klappsperre

with folding ratchet

20920-11-029 

MICASEPT Mixerklemme quer verlängert, ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Mixer clamp extended across, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-11-024  mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-11-025  mit Klappsperre

with folding ratchet



20920-11-034 

MICASEPT DeBaKey Mixer Präparierklemme, 60° nach links gebogen, Y-Griff mit Klemmsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBaKey Mixer Dissection forceps, 60° curved, Y-handle with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-11-039 

MICASEPT DeBaKey Mixer Präparierklemme, 60° nach links gebogen, Y-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBaKey Mixer Dissection forceps, 60° curved, Y-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-13 

MICASEPT Ringklemme mit Querserration, nach links gebogen, Y-Griff ohne Sperre, 5,2 mm breit, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT ring clamp with cross serration, curved left, Y-handle without ratchet, 5.2 mm wide, 300 mm working length

20920-20 

MICASEPT Overholt-Geißendörfer mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Overholt-Geißendörfer with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-20-004  mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-20-005  mit Klappsperre


with folding ratchet



20920-20-019 

MICASEPT Overholt-Geißendörfer, Maul gerade, Y-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Overholt-Geißendörfer, straight, Y-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-01



MICASEPT Pleurafaßzange mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Pleuragrasping forceps with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-01-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-01-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20920-01-009



ohne Sperre

without ratchet



20920-05



MICASEPT Tupferpräparierzange Kunath, mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, nach oben öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT sponge + dressing forceps Kunath, with round ratchet, 30° curved down, jaw up opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-05-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-05-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20920-06



MICASEPT Biopsie- und Faßzange mit 2 Fangzähnen, mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Biopsy- and grasping forceps with 2 fangs, with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-06-004



mit Klemmsperre


with clamp ratchet

20920-06-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20920-07



MICASEPT Nelson Faßzange mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Nelson grasping forceps with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-07-004



mit Klemmsperre


with clamp ratchet

20920-07-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



26934-72



MICASEPT Extraktionszange mit Zugrosette, mit Rundformsperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT Extraction forceps with pull rosette, with round ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

26934-72-004



mit Klemmsperre


with clamp ratchet

26934-72-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20921-01 

MICASEPT Atraumatische DeBakey Pleurafaßzange mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic DeBakey Pleura grasping forceps with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20921-01-004  mit Klemmsperre with clamp ratchet

20921-01-005  mit Klappsperre with folding ratchet

20921-01-009  ohne Sperre without ratchet



20921-07 

MICASEPT Atrauma-Allisfaßzange mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic Allis grasping forceps with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20921-07-004  mit Klemmsperre with clamp ratchet

20921-07-005  mit Klappsperre with folding ratchet



20921-11 

MICASEPT Faßzange gefenestert, konkav, 30° nach unten gebogen, mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Grasping forceps fenestrated, concave, 30° curved down, with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20921-11-004  mit Klemmsperre with clamp ratchet

20921-11-005  mit Klappsperre with folding ratchet



20921-18 

MICASEPT Faßzange gefenestert, Maul 45 mm 30° nach unten gebogen nach oben öffnend mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Grasping forceps fenestrated, 45 mm jaw, 30° curved down, up opening with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20921-18-004  mit Klemmsperre with clamp ratchet

20921-18-005  mit Klappsperre with folding ratchet



20921-28 



MICASEPT Präparier- und Faßzange ohne Sperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Dressing and grasping forceps without ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20921-29 

MICASEPT Kellyklemme ohne Sperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Kelly forceps without ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-01



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gerade, mit Mathieu-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, straight, with Mathieu-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-01-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20918-01-658



mit Umlaufsperr

with ratchet

20918-05



mit Hegar-Sperre

with Hegar ratchet

20918-09



ohne Sperre

without ratchet



20918-02



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gebogen, mit Mathieu-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, curved, with Mathieu-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-02-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20918-02-658



mit Umlaufsperr

with ratchet



20918-07



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gerade, mit kurzem breitem Maul, mit Hegar-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, straight, with short wide jaw, with Hegar-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-07-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20918-07-658



mit Umlaufsperr

with ratchet



20918-08



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gebogen, mit kurzem breitem Maul, mit Hegar-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, curved, with short wide jaw, with Hegar-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-08-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20918-08-658



mit Umlaufsperr

with ratchet

20918-15



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gerade, 30° nach unten gebogen, nach unten öffnend, mit Hegar-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, straight, 30° curved down, down opening, with Hegar-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-15-005



mit Klappsperre

with folding ratchet


20918-20



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gebogen, 30° nach unten gebogen, nach oben öffnend, ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, curved, 30° curved down, up opening, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length





20918-55-005 

MICASEPT Ciradur Nadelhalter, gerade, Maul konvex/konkav, mit Hegar-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Needle holder, straight, jaw convex/concave, with Hegar-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-55-025 

MICASEPT Ciradur Nadelhalter, gerade, Maul konvex/konkav, mit Klappsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Needle holder, straight, jaw convex/concave, with folding ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-80

MICTEC Magnet-Nadelfänger, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Magnet needle catcher, Ø 5 mm, 300 mm working length



20918-90

MICTEC Knotenschieber, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge
Spitze 30° gewinkelt, Zentralbohrung mit Seitenschlitz zur Fadenaufnahme und Loslösung nach Knotenplatzierung


MICTEC Knot pusher, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
Tip 30° angled, central bore with side slit for thread take-up and release after knot placement



20918-92

MICTEC ARCO Knotenschieber, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge
Maulteil mit Bohrungshülse für gesicherten Knotentransfer. Das Fadenende muss für den Knotentransfer in die Hülssenspitze eingefädelt werden.

MICTEC ARCO Knot pusher, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
Jaw part with bore sleeve for secure knot transfer. The thread end must be threaded into the tube tip for the knot transfer.



20918-93 

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Y-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Y-grip without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-93-658 

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Pen-Griff mit Umlaufsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge



MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Pen-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-93-659 

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Pen-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Pen-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20925-03 

MICASEPT Ciradur Schere, st/st, rechts öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur scissors, bl/bl, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20925-06 

MICASEPT Ciradur Schere, st/st, nach oben öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur scissors, bl/bl, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20928-01 

MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere links gebogen, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors curved left, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20934-01 

MICASEPT Ciradur Biopsiezange, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Biopsy forceps, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20934-02 

MICASEPT Ciradur Durchschneidende PE-Zange, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Intersecting PE-forceps, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20934-03 

MICASEPT Ciradur PE-Zange spitz, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur PE-forceps pointed, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20926-12-010 



MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere, gebogen, doppelbeweglich, 30° nach unten gebogen, Ø 4.5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors curved, double action, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20926-12-409  mit Coratec-Griff with Coratec handle

20926-12-609  mit Pen-Griff with Pen-handle



20919-03-014

MICASEPT Organfaßzange breit, lang, gefenestert, mit Klemmsperre, Schaft gerade, Ø 6,0 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps wide, long, fenestrated, with clamp ratchet, shaft straight, Ø 6.0 mm, 300mm working length



20919-08-010

MICASEPT DeBakey periphäre Gefäßklemme atraumatisch, viertelzirkulär auf 90° gebogen, mit Rundformsperre, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphäre vascular clamp atraumatic, quarter circular curved, with round ratchet, Ø 6 mm, 300mm working length

20919-08-014 mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-08-015 mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-08-040

MICASEPT DeBakey periphäre Gefäßklemme atraumatisch, 50 mm auf 30° gebogen, mit Rundformsperre, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphäre vascular clamp atraumatic, 50 mm long 30° curved, with round ratchet, Ø 6 mm, 300 mm working length

20919-08-044 mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-08-045 mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-08-070

MICASEPT DeBakey periphäre Gefäßklemme atraumatisch, 100 mm auf 45° gebogen, mit Rundformsperre, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT DeBakey periphäre vascular clamp atraumatic, 100 mm long 45° curved, with round ratchet, Ø 6 mm, 300 mm working length

20919-08-074 mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-08-075 mit Klappsperre

with folding ratchet



20927-00



MICASEPT Ciradur kräftige Metzenbaumschere links gebogen, nach oben öffnend, Schaft gerade, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur strong Metzenbaum scissors left curved, up opening, 30° curved down, shaft straight, Ø 6 mm, 300 mm working length



20927-01



MICASEPT Ciradur kräftige Metzenbaumschere links gebogen, nach oben öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur strong Metzenbaum scissors left curved, up opening, 30° curved down, Ø 6 mm, 300 mm working length



20918-07-000

MICASEPT Top dur DIRONDAL Nadelhalter, gerade, mit kurzem breitem Maul, Y-Griff mit Hegar-Sperre, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Top dur DIRONDAL Needle holder, straight, with short wide jaw, Y-handle with Hegar-ratchet, Ø 6 mm, 300 mm working length



27932-25

MICASEPT Clipanlegezange für Titan Clips klein, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Clipapplicator for titanium clips small, Ø 4.5 mm, 250 mm working length



26932-01

MICTEC Titan Clips klein, 30 Magazine à 6 Clips

MICTEC Titanium clips small, 30 magazines à 6 clips



20932-30

MICTEC Clipanlegezange für Titan Clips mittel-groß, drehbar, mit Spülanschluß, Ø 10 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Clipapplicator for titanium clips medium-large, rotating, with cleaning flush port, Ø 10 mm, 300 mm working length



26932-03

MICTEC Titan Clips mittel-groß, 20 Magazine à 6 Clips

MICTEC Titanium clips medium-large, 20 magazines à 6 clips



Ø 10 mm
3/4

Ø 5 mm
1/2

26942-41



MICTEC Fächerretraktor abwinkelbar, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Fan retractor angleable, Ø 5 mm, 340 mm working length

26942-42

MICTEC Fächerretraktor abwinkelbar, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge


MICTEC Fan retractor angleable, Ø 10 mm, 350 mm working length



26942-50

MICTEC Flexibler Retraktor "Goldfinger" 90°, Ø 5 mm, mit Spülkanal, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor "Goldfinger" 90°, Ø 5 mm, with irrigation channel, 430 mm working length



26942-55

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 60 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 60 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length



26942-64

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 80 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 80 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length



26942-65

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Dreieck 80 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 480 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, triangle 80 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 480 mm working length



26942-72

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, Ring 40 mm, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 380 mm Arbeitslänge


MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, ring 40 mm, 30° curved down, with irrigation channel, 380 mm working length



26942-75

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, nach links gebogen, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, curved left, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length



26942-77

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, nach rechts gebogen, 30° abgewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, curved right, 30° curved down, with irrigation channel, 360 mm working length

26942-80

MICTEC Flexibler Retraktor, Ø 5 mm, gerade, gewinkelt, mit Spülkanal, 360 mm Arbeitslänge

MICTEC Flexible Retractor, Ø 5 mm, straight, angulated, with irrigation channel, 360 mm working length



20942-03

MICTEC Pleuraelevatorium 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Pleuraelevatorium 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20942-04

MICTEC Pleuraelevatorium stumpf, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Pleuraelevatorium blunt, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20942-10

MICTEC Dissektionsspatel halbscharf, nach oben gebogen, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Dissection spatula semi-sharp, curved up, 300 mm working length



20942-12

MICTEC Nervprotektor links gebogen, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Nerve protector curved left, 300 mm working length



20942-16

MICTEC Gefäßspatel, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Vessel spatula, 300 mm working length



20942-50

MICTEC Pleura Abrader, Kugelspitze, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Pleura abrader, ball style, 300 mm working length



20942-51

MICTEC Pleura Abrader, Zylinderspitze, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Pleura abrader, cylinder style, 300 mm working length



20945-01

MICTEC Hakenelektrode, 30° aufgebogen, Schaft Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode 30° curved upward, shaft Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20945-03

MICTEC Hakenelektrode 30° aufgebogen, Hakenbiegung links, Schaft Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved left, shaft Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20945-04

MICTEC Hakenelektrode 30° aufgebogen, Hakenbiegung rechts, Schaft Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved right, shaft Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20945-11

MICTEC Flächenelektrode 30° aufgebogen, Spitze Ø 6,8 mm, Schaft Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Flat electrode 30° curved upward, tip Ø 6,8 mm, shaft Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20947-11

MICTEC Flächenelektrode mit Saug-Spülanschluß, 30° aufgebogen, Spitze Ø 6,8 mm, 300 mm Arbeitslänge; 3-Wege-Hahn nicht im Lieferumfang enthalten

MICTEC Flat electrode with suction irrigation connection, 30° curved upward, tip Ø 6.8 mm, 300 mm working length; 3 way-tap not included



20947-11-001

MICTEC Flächenelektrode, 30° gebogen, Spitze Ø 6,8 mm, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile

MICTEC Flat electrode, 30° curved, tip Ø 6.8 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves



20947-11-006

wie oben jedoch mit grossem Luer-Anschluss

same as above but with great luer connector



20947-11-002

MICTEC Flächenelektrode, mit seitlichen Schlitzten und zentraler Bohrung, 30° gebogen, Spitze Ø 6,8 mm, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile

MICTEC Flat electrode, with lateral slots and central hole, 30° curved, tip Ø 6.8 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves

20947-11-004

wie oben jedoch mit grossem Luer-Anschluss

same as above but with great luer connector



20947-11-003

MICTEC Flächenelektrode, mit seitlichen Schlitzten, 30° gebogen, Spitze Ø 6,8 mm, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile

MICTEC Flat electrode, with lateral slots, 30° curved, tip Ø 6.8 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves

20947-11-005

wie oben jedoch mit grossem Luer-Anschluss

same as above but with great luer connector




20947-11-310


MICTEC Handgriff für Saug-Spüelektroden, mit Saug-Stop, Ø 16 x 135 mm

MICTEC Handle for suction and irrigation electrodes, with suction stop, Ø 16 x 135 mm






20921-78	MICASEPT HF-Präparier- und Faßzange, monopolar, 30° nach unten gebogen, ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Dressing and grasping forceps, monopolar, 30° curved down, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20921-79	MICASEPT HF-Präparierklemme Kelly, monopolar, 30° nach unten gebogen, ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Dressing forceps Kelly, monopolar, 30° curved down, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20926-12-030	MICASEPT HF-Ciradur gebogene Metzenbaumschere monopolar, doppelbeweglich, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Ciradur curved Metzenbaum scissors monopolar, double action jaws, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20925-53	MICASEPT HF-Ciradur Schere monopolar, st/st, nach rechts öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Ciradur scissors monopolar, bl/bl, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20925-56	MICASEPT HF-Ciradur Schere monopolar, st/st, nach oben öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Ciradur scissors monopolar, bl/bl, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20928-51	MICASEPT HF-Ciradur gebogene Metzenbaumschere monopolar, nach oben öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Ciradur curved Metzenbaum scissors monopolar, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20928-53	MICASEPT HF-Ciradur Metzenbaumschere monopolar, links gebogen, nach rechts öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Ciradur Metzenbaum scissors monopolar, curved left, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20934-53	MICASEPT HF-Ciradur PE-Zange spitz, monopolar, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge	MICASEPT HF-Ciradur PE-Forceps pointed, monopolar, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
26944-01	MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant, Anschluß: Erbe T-Serie Ø 4 mm, Storz, Wolf, 4 m lang	MICTEC HF-cable with hexagon inside, connection: Erbe T-series Ø 4 mm, Storz, Wolf, 4 m long
26944-02	Anschluß: Erbe ACC, ICC Ø 5 mm, 4 m lang	connection: Erbe ACC, ICC Ø 5 mm, 4 m long
26944-03	Anschluß: Valleylab, Bovie, Conmed, 4 m lang	connection: Valleylab, Bovie, Conmed, 4 m long
26944-04	Anschluß: Martin, Berchtold, 4 m lang	connection: Martin, Berchtold, 4 m long



	20945-50 MICTEC Bipolare Doppelringe­elektrode, 30° aufgebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge	MICTEC Bipolar double ring electrode, 30° curved upward, Ø 5 mm, 340 mm working length
	20945-51 MICTEC Bipolare Doppelhaken­elektrode, 30° aufgebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge	MICTEC Bipolar double hook electrode, 30° curved upward, Ø 5 mm, 340 mm working length
	26950-25 MICTEC Bipolarer Maryland Dis­sektor gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-17	MICTEC Bipolar Maryland dissector, curved Ø 5 mm, 340 mm working length Insert only: article no. 04-02734-17
	26950-27 MICTEC Bipolare gefenster­te Präparierfaßzange gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-13	MICTEC Bipolar fenestrated preparation forceps curved, Ø 5 mm, 340 mm working length Insert only: article no. 04-02734-13
	26950-28 MICTEC Bipolare Endo-Pinzette gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge Einsatz alleine: Artikel Nr. 04-02734-18	MICTEC Bipolar Endo-dressing forceps curved, Ø 5 mm, 340 mm working length Insert only: article no. 18-0402734-18
	26950-31 MICTEC Bipolare Faßzange gefenster­te, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-10	MICTEC Bipolar forceps fenestrated, Ø 5 mm, 340 mm working length Insert only: article no. 04-02734-10
	26950-34 MICTEC Bipolare Hartmetall Metz­enbaumschere gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge Einsatz allein: Artikel Nr. 04-02734-14	MICTEC Bipolar tungsten carbide Metz­enbaum scissors curved, Ø 5 mm, 340 mm working length Insert only: article no. 04-02734-14
	04-05400-08 MICTEC Bipolarer Ringgriff für doppel­bewegliche Instrumente, incl. HF-Flachstecker	MICTEC Bipolar ring-handle for bipolar instruments incl. HF-flat plug
	04-03034-02 MICTEC Führungsrohr mit Verschraubung für bip. Faßzangen mit Gelenkmechanik, mit Drehkopf, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge	MICTEC tube with screw for bip.grasping forceps with joint mechanics and turnhead, Ø 5 mm, 340 mm working length
	26954-30 MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instru­mente, 3 m lang, Geräteanschluß: Erbe	MICTEC Connection cable for bipolar instruments, 3 m long, connection: Erbe
	26954-31 MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instru­mente, 3 m lang, Geräteanschluß: Martin, Berchtold, Integra, Aesculap	MICTEC Connection cable for bipolar instruments, 3 m long, connection: Martin, Berchtold, Integra, Aesculap
	26954-32 MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instru­mente, 3 m lang, Geräteanschluß: Valleylab, Bircher, Bovie, Bard	MICTEC Connection cable for bipolar in­struments, 3 m long, connection: Valleylab, Bircher, Bovie, Bard



20941-30

MICTEC Injektionskanüle 30° gebogen, mit grossem Lueranschluss, G18, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Injection cannula 30° curved, with great Luer connector, G18, Ø 5 mm, 300 mm working length



20941-01


MICTEC Injektionskanüle, 30° gebogen, mit kleinem Luer-Lock, G22, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Injection cannula, 30° curved, with small Luer-Lock, G22, Ø 5 mm, 300 mm working length

20941-02

MICTEC Injektionskanüle, 30° gebogen, mit kleinem Luer-Lock, G18, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Injection cannula, 30° curved, with small Luer-Lock, G18, Ø 5 mm, 300 mm working length



26943-00

MICTEC 3-Wege-Hahn mit grossem Luer-Lock-Anschlußstück

MICTEC 3-way-tap with large Luer-Lock connection



20943-04

MICTEC Saugrohr ohne Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction tube without basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20943-14

MICTEC Saugrohr mit Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



26943-21

MICTEC Saug-Spül-Handgriff mit 3-Wege-Hahn, mit grossem Luer-Lock Drehadapter männlich


MICTEC Suction-Irrigation handle with 3-way-tap, large rotatable Luer-Lock adapter, male



20943-10

MICTEC Saug-Spülrohr-Set mit Trompetenventil, Ø 5 mm und 10 mm, 300 mm Arbeitslänge bestehend aus:
10 mm Trompetenventil Art.Nr. 04-11010-00
5 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-04
10 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-05

MICTEC Suction-irrigation tube set with plunger valve, Ø 5 mm and 10 mm, 300 mm working length consisting of:
10 mm trumpet valve art.No. 04-11010-00
5 mm tube art.No. 04-11012-04
10 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-05



20943-13

MICTEC Saug-Spülrohr-Set, Ø 5/10 mm, gebogen, 300 mm Arbeitslänge, bestehend aus:
10 mm 3-Wege-Hahn Art.Nr. 04-11001-00
5 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-04
10 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-05

MICTEC Suction-irrigation tube set, Ø 5/10 mm, curved, 300 mm working length, consisting of:
10 mm 3-way-tap art.no. 04-11001-00
5 mm tube art. no. 04-11012-04
10 mm tube art. no. 04-11012-05



04-11012-11

MICTEC Saug-Spülrohr mit Korb, Ø 10 mm, 330 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube with basket, Ø 10 mm, 330 mm working length



04-11012-16

MICTEC Saugrohr mit Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, mit 10 mm Gewindeanschluss, 300 mm Arbeitslänge



MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length



04-11001-00

MICTEC Drei-Wege-Hahn 10 mm allein, mit Gewindeanschluss

MICTEC Three-way-tap 10 mm, only, with screw connection



20943-60 Schraubglassystem Screwed Glass Connection

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg für Talkumpulver, autoklavierbar, mit Drehan-schluß, Zuführrohr doppelt gewinkelt, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Spray nozzle with bellows for Talcum powder, autoclavable, with rotatable connection, tube double angled, Ø 5 mm, 300 mm working length



20943-70 Direktanschlußsystem Direct Connection System

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg wie oben, jedoch mit Direktanschluß an die sterile Talkumflasche
Flasche nicht im Lieferumfang enthalten

MICTEC Spray nozzle with bellows as above but with direct application to the sterile talcum bottle
Delivery without bottle



20943-80 Schraubglassystem Screwed Glass Connection

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg für Talkumpulver, autoklavierbar, mit Drehan-schluß, Zuführrohr gerade, Ø 5 mm, 420 mm Arbeitslänge

MICTEC Spray nozzle with bellows for Talcum powder, autoclavable, with rotatable connection, tube straight, Ø 5 mm, 420 mm working length

20943-82 Direktanschlußsystem Direct Connection System

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg wie 20943-80, jedoch mit Direktanschluß an die sterile Talkumflasche
Flasche nicht im Lieferumfang enthalten

MICTEC Spray nozzle with bellows as above 20943-80 but with direct application to the sterile talcum bottle
Delivery without bottle



04-11020-06

Verschlusskappe zu Pulverbläserglas mit Schraubgewinde, incl. Dichtung

Metal screw cap for spray nozzle glass, with sealing


20943-63

Befülltrichter

Filling funnel

Ersatzteile/Spare parts

<p>Screwed Glass Connection</p>	<p>Direct Connection System</p>
--	--



08451-73-304

DCL Lobektomie Präparierklemme, s-förmig gebogen, Maul 1,5 cm atraumatisch gezahnt, 31 cm lang

Für enge Zugänge gebogen
- zum feinen Freipräparieren der Gewebestrukturen um den Gewebestamm

Instrumentenspitze 1,5 cm atraumatisch gezahnt
- zum Greifen der Loops

S-Form
- ergonomisch + anatomisch angepasste Instrumentenform für besseren, flexibleren Gewebezugang

31 cm Gesamtlänge
- Einfaches Erreichen des tiefst gelegenen Gewebezielgebietes

DCL Lobectomy Dissecting forceps, s-shaped, curved, jaws 1.5 cm atraumatic toothed, 31 cm long

Curved for narrow accesses
- for delicate tunneling dissection around the lobe

Instrument tip 1.5 cm atraumatic toothed
- for grasping loops

S-Form
- ergonomic, anatomic form style for more flexible access to target tissue area

31 cm Instrument length
- easier to reach deepest target tissue area



06429-30

Mayo-Russ. Fasspinzette 30,0 cm


Mayo-Russ. grasping forceps 30.0 cm



06432-30

Singley-Tuttle Fasspinzette 30,0 cm

Singley-Tuttle grasping forceps 30.0 cm



06438-30

Nelson Fasspinzette 30,0 cm

Nelson grasping forceps 30.0 cm



54312-22

Scharfer Löffel Fig.2, Schaft biegsam, 30 cm

Sharp spoon fig. 2, shaft flexible, 30 cm

54312-25


Scharfer Löffel Fig.5, Schaft biegsam, 30 cm

Sharp spoon fig. 5, shaft flexible, 30 cm

54312-25-000

Scharfer Löffel Fig.5, Schaft biegsam, 40 cm

Sharp spoon fig. 2, shaft flexible, 40 cm



20843-06-300

MICTEC Saugrohr gerade Ø 5 mm, mit variabler Saugung, Arbeitslänge 320 mm, 455 mm Gesamtlänge


MICTEC Suction tube straight Ø 5 mm, with thumb suction control, working length 320 mm, 455 mm total length



20843-11-300

MICTEC Saugrohr gerade Ø 10 mm, mit variabler Saugung, Arbeitslänge 320 mm, 455 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube straight Ø 10 mm, with thumb suction control, working length 320 mm, 455 mm total length



20843-20

MICTEC Saugrohr gebogen Ø 3.2 mm, Spitze Ø 6 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 170 mm, 310 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 3.2 mm, tip Ø 6 mm, without thumb suction control, working length 170 mm, 310 mm total length

20843-22

wie oben, jedoch mit variabler Saugung

as above, but with thumb suction control

20843-24


MICTEC Saugrohr gebogen Ø 3.2 mm, Spitze Ø 6 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 220 mm, 360 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 3.2 mm, tip Ø 6 mm, without thumb suction control, working length 220 mm, 360 mm total length

20843-26

wie oben, jedoch mit variabler Saugung

as above, but with thumb suction control



20843-30

MICTEC Saugrohr gebogen Ø 5 mm, Spitze Ø 7,5 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 220 mm, 360 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 5 mm, tip Ø 7.5 mm, without thumb suction control, working length 220 mm, 360 mm total length

20843-32

wie oben, jedoch mit variabler Saugung

as above, but with thumb suction control

20843-34

MICTEC Saugrohr gebogen Ø 5 mm, Spitze Ø 7,5 mm, ohne variable Saugung, Arbeitslänge 315 mm, 455 mm Gesamtlänge

MICTEC Suction tube curved Ø 5 mm, tip Ø 7.5 mm, without thumb suction control, working length 315 mm, 455 mm total length

20843-36

wie oben, jedoch mit variabler Saugung

as above, but with thumb suction control



Griff ohne variable Saugung/Handle without thumb suction control



Griff mit variabler Saugung/Handle with thumb suction control



06216-39


DUFNER Bipolare NON-STICK Pinzette, gerade, Spitze 2,0 mm, Flachstecker, 350 mm Gesamtlänge

DUFNER bipolar NON-STICK forceps, straight, tip 2.0 mm, flat-plug, 350 mm long

06216-39-300

DUFNER Bipolare NON-STICK Pinzette, gerade, Spitze 2,0 mm, Spitzen gezahnt, Flachstecker, 350 mm Gesamtlänge


DUFNER bipolar NON-STICK forceps, straight, tip 2.0 mm, tip serrated, flat-plug, 350 mm long



70373-57

DUFNER Lagerungsrack bestehend aus
70373-51, 70373-63, 70373-72

DUFNER store rack consisting of
70373-51, 70373-63, 70373-72



70373-63

DUFNER Lagerungsgestell allein für
MICTEC-Instrumente


DUFNER store rack alone for MICTEC
instruments



70373-51

DUFNER Sterilisier-Siebkorb aus rostfreiem
Stahl, 510 x 254 x 50 mm

DUFNER Perforated sterilisation tray, stain-
less steel, 510 x 254 x 50 mm



70373-72

DUFNER Silikon-Noppenmatte, 500 x 240 mm

DUFNER Silicone blanket, 500 x 240 mm



70373-12

DUFNER Aluminiumcontainer 580 x 280 x
200 mm, Boden ungelocht, Deckel gelocht


DUFNER Aluminium container 580 x 280 x
200 mm, bottom not perforated, cover
perforated



70373-58

DUFNER Sterilisierbox 545 x 255 x 95 mm, aus Edelstahl mit Deckel bestehend aus Unterteil 70373-58-005, Deckel 70373-58-008, 3 Stück Silikonstegen Tannenbaum 70373-58-030, 3 Stück Haltern für Silikonstege 70373-58-010

DUFNER Sterilization box stainless steel, 545 x 255 x 95 mm, consisting of Lower box 70373-58-005, Cover 70373-58-008, 3 silicone instrument holders 70373-58-030, 3 metal mounting brackets 70373-58-010



70373-58-060

DUFNER Siebeinsatz für Sterilisierbox 70373-58, aus Edelstahl, 500 x 230 x 33,5 mm

DUFNER Perforated sterilizing inlay for Sterilization box 70373-58, stainless steel, 500 x 230 x 33.5 mm



70373-58-062

DUFNER Siebeinsatz für Sterilisierbox 70373-58, aus Edelstahl, 360 x 230 x 33,5 mm

DUFNER Perforated sterilizing inlay for Sterilization box, stainless steel, 360 x 230 x 33.5 mm




Anwendungsbeispiel mit Endoskophalterung
Example of use with endoscope fixation

55135-52-020

MICTECFIX L-Säule, 470 x 170 mm mit
CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX L-bar 470 x 170 mm with
CLIC-Lock connector



55135-52-002

MICTECFIX Universal Instrumentenhalte-
rung für CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX Universal instrument fixation
for CLIC-lock connector



55135-52-004

MICTECFIX Universal Endoskophalterung
2,7 - 10 mm für CLIC-Lock Aufnahme

MICTECFIX Universal endoscope fixation
2.7 - 10 mm for CLIC-lock connector



26902-51


MICTEC Befestigungskloben Standard,
Ø 16 mm

MICTEC Clamp Standard, Ø 16 mm

26902-52

MICTEC Befestigungskloben, Ø 16 mm,
elektrisch isolierend bis 4,5 kV

MICTEC Clamp, Ø 16 mm electrically insu-
lated up to 4.5 kV AC



26998-90


MICTEC Reinigungsset bestehend aus Pistole mit Schlauch, 8 Adaptern, Befestigungshalterung für Adapter

MICTEC cleaning set including pistol with tube, 8 adapters, fixation for adapter

10322-00

MICTEC Instrumentenklemme mit Gummieinsätzen

MICTEC instrument clamp with rubber inserts



26998-91

MICTEC Bürste, Ø 5 mm, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC brush, Ø 5 mm, 430 mm working length

26998-94

MICTEC Bürste, Ø 10 mm, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC brush, Ø 10 mm, 430 mm working length



04-08500-00

MICTEC Verschlusskappe männlich, für kleinen Luer-Lock Anschluß

MICTEC Metal cap male, for small Luer-Lock connection

26947-95

MICTEC Verschlusskappe männlich, für kleinen Luer-Lock Anschluß



MICTEC Metal cap male, for small Luer-Lock connection



35-00200-00

MICTEC Flachzange 160 mm, mit aufgelöteten Kupfereinsätzen


MICTEC Forceps 160 mm, with soldered copper



27971-45

MICTEC gefenesterte Faßzange, 30° nach unten gebogen, Y-Griff mit Klemmensperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC fenestrated forceps, 30° curved down, Y-handle with clamp ratchet, with cleaning flush port, Ø 2,7 mm, 300 mm working length



27971-90

MICTEC Atraumatische Pinzette, 30° nach unten gebogen, Y-Griff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Atraumatic dressing forceps, 30° curved down, Y-handle without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length



27973-36

MICTEC Dissektionsklemme, 30° nach unten gebogen, Y-Griff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Dissection clamp, 30° curved down, Y-handle without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length



27975-37

MICTEC Schere gebogen, 30° nach unten gebogen, Y-Griff, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Scissors curved, 30° curved down, Y-handle, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length



27976-36

MICTEC Biopsiezange, 30° nach unten gebogen, Y-Griff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Biopsy forceps, 30° curved down, Y-handle without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2,7 mm, 300 mm working length



27983-30


MICTEC Saug-Spülrohr, Ø 2,7 mm, 30° gebogen, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction and irrigation tube, Ø 2.7 mm, 30° curved down, 300 mm working length

26943-21

MICTEC Saug-Spül-Handgriff mit 3-Wege Hahn mit großem Drehadapter Luer-Lock-männlich

MICTEC Suction-Irrigation handle with 3-way-tap large adapter Luer-Lock-male



27948-30

MICTEC Hakenelektrode, isoliert, Ø 2,7 mm, 30° nach oben gebogen, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode, insulated, Ø 2.7 mm, 30° curved up, 300 mm working length



27948-32

MICTEC Flächenelektrode, isoliert, Ø 2,7 mm, 30° nach oben gebogen, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Flat electrode, insulated, Ø 2.7 mm, 30° curved up, 300 mm working length

26944-01

MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant, Anschluß: Erbe T-Serie Ø 4 mm, Storz, Wolf, 4 m lang

MICTEC HF-cable with hexagon inside, connection: Erbe T-series Ø 4 mm, Storz, Wolf, 4 m long



26944-02

Anschluß: Erbe ACC, ICC Ø 5 mm, 4 m lang

connection: Erbe ACC, ICC Ø 5 mm, 4 m long

26944-03

Anschluß: Valleylab, Bovie, Conmed, 4 m lang

connection: Valleylab, Bovie, Conmed, 4 m long

26944-04

Anschluß: Martin, Berchtold, 4 m lang

connection: Martin, Berchtold, 4 m long

27913-35

MICTEC Trokar-Set stumpf mit manuellem Öffnungsmechanismus, mit Insufflationshahn, Ø 3,5 mm, Arbeitslänge 100 mm, mit glattem Schaft

MICTEC Trocar set pyramidal tip with manual folding valve, with insufflation tap, Ø 3.5 mm, 100 mm working length, with smooth sleeve



20903-17

MICTEC Flexibles Trokarset Ø 3,5 mm, Kunststoffgewindehülse, 70 mm Arbeitslänge

MICTEC flexible trocarset Ø 3.5 mm, plastic fixation screw, 70 mm working length



20903-17-310

MICTEC Flexibles Trokarset Ø 3,5 mm, Kunststoffgewindehülse, mit Dichtkappe, 70 mm Arbeitslänge

MICTEC flexible trocarset Ø 3.5 mm, plastic fixation screw, with sealing cap, 70 mm working length



55053-73

Fiberglas-Lichtleitkabel, Ø 3,5 mm, 2300 mm lang mit Spezialhitzeschutz


Fibre light cable, Ø 3.5 mm, 2300 mm long with special heat protection



26903-46

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope, Metall, 450 mm lang


MICTEC Tray for endoscopes, metal, 450 mm long



26901-35

MICTEC Endoskop 30°, Ø 3,5 mm, autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Endoscope 30°, Ø 3.5 mm, autoclavable, 300 mm working length




3x

20910-17

MICTEC Flexibles Trokarset TITAN,
Ø 10,5 mm, 70 mm lang

MICTEC Flexible trocar set TITANIUM,
Ø 10.5 mm, 70 mm long



20919-00-004

MICASEPT Lungenfaßzange mit Klemmsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Lung grasping forceps with clamp ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-04-004

MICASEPT Organfaßzange atraumatisch mit Klemmsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps atraumatic with clamp ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-12-004

MICASEPT Babcock Klemme atraumatisch mit Klemmsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Babcock clamp atraumatic with clamp ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-35-024

MICASEPT Umfahrungsklemme mit Klemmsperre, 30° nach unten gewinkelt, links gebogen, mit verlängertem, distalen DeBakey Quersteg, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Circumvention clamp with clamp ratchet, 30° down angled, curved left, with extended, distal DeBakey tip, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20919-90

MICASEPT Atraumatische DeBakey Pinzette ohne Sperre, seitlich öffnend, 30° nach unten gewinkelt, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic DeBakey dressing forceps without ratchet, side opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-05-004

MICASEPT Tupferpräparierzange Kunath, mit Klemmsperre, 30° nach unten gebogen, nach oben öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Spong and dressing forceps Kunath, with clamp ratchet, 30° curved down, jaw up opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20920-11-029

MICASEPT Mixerklemme quer verlängert ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Mixer clamp extended across without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length





20920-20-009

MICASEPT Overholt-Geißendörfer ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICASEPT Overholt-Geißendörfer without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



	<p>20925-53 </p> <p>MICASEPT HF-Ciradur Schere monopolar, stumpf/stumpf, nach rechts öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICASEPT HF-Ciradur Scissors monopolar, blunt/blunt, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length</p>
	<p>20942-03</p> <p>MICTEC Elevatorium 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Elevatorium 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length</p>
	<p>20945-01</p> <p>MICTEC Haken-elektrode, 30° aufgebogen, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Hook electrode 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working length</p>
	<p>04-11001-00</p> <p>MICTEC Drei-Wege-Hahn 10 mm, mit Gewindeanschluss</p>	<p>MICTEC Three-way-tap 10 mm, with screw connection</p>
	<p>04-11012-05</p> <p>MICTEC Saugrohr, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 10 mm, mit 10 mm Gewindeanschluss, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Suction tube, big central opening, 30° curved, Ø 10 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length</p>
	<p>04-11012-16</p> <p>MICTEC Saugrohr mit Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, mit 10 mm Gewindeanschluss, 300 mm Arbeitslänge</p>	<p>MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length</p>
	<p>20947-11-002</p> <p>MICTEC Flächenelektrode 6 mm, mit seitlichen Schlitz und zentraler Bohrung, 30° gebogen, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile</p>	<p>MICTEC Flat electrode 6 mm, with lateral slots a central hole, 30° curved, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves</p>



Article No.	Quantity	Description
20919-04-300	1	MICASEPT Organ grasping forceps, atraumatic with round ratchet, 30° curved left, left opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-05-300	1	MICASEPT Atraumatic DeBakey organ grasping forceps, ring tip, with round ratchet, 30° curved up, up opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-05-469	1	MICASEPT Atraumatic DeBakey Ring dressing forceps Ø 6.8 mm, Coratec handle without ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-35-320	1	MICASEPT Circumvention clamp with clamp ratchet, without finger guiding, 30° curved left, straight figure, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
20919-90-300	1	MICASEPT Atraumatic DeBakey dressing forceps without ratchet, down opening, 30° curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20920-11-329	1	MICASEPT Mixer clamp extended across, without ratchet, 30° curved left, right opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20921-11-025	1	MICASEPT HF-Grasping forceps fenestrated, concave, 30° curved down, Y-handle with folding ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20921-18	1	MICASEPT Grasping forceps fenestrated, 45 mm jaw, 30° curved down, up opening, Y-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20925-53	1	MICASEPT HF-scissors monopolar, blunt/blunt, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20926-02-300	1	MICASEPT Fine HF-Ciradur scissors monopolar, blade curved, 30° curved left, down opening, Y-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20918-08-658	1	MICASEPT Needle holder Top dur, short curved, Pen handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20918-93-658	1	MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Pen handle with ratchet, shaft straight, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20945-03	1	MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved left, Ø 4.7 mm, 300 mm working length
20945-04	1	MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved right, Ø 4.7 mm, 300 mm working length
20947-11-003	1	MICTEC Flat electrode Ø 6 mm with lateral slots, 30° curved, 300 mm working length, with connector to 10 mm valves
20947-11-310	1	MICTEC Handle for suction-irrigation electrode with suction stop, Ø 16 x 135 mm
04-11001-00	1	MICTEC 10 mm 3-way-tap with screw connection
04-11012-05	1	MICTEC Suction tube, big central opening, 30° curved, Ø 10 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length
04-11012-16	1	MICTEC Suction tube, with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length
08451-73-304	1	DCL Lobectomy Dissecting forceps, s-shaped, curved, jaws 1.5 cm atraumatic, teathed, 31 cm long
20850-04	1	Bipolar Metzenbaum scissors, double joint, 270 mm length
26954-42	1	Bipolar cable, 3 m, instrument side: small plug, unit side: Erbe ACC/ICC, VIO, Storz
26954-43	1	Bipolar cable, 3 m, instrument side: small plug, unit side: Martin, Berchtold, Aesculap, Wolf
26954-44	1	Bipolar cable, 3 m, instrument side: small plug, unit side: Valleylab, Bircher, Bovie, Bard, Erbe VIO



Article No.	Quantity	Description
20920-13	1	MICASEPT ring clamp with cross serration, curved left, Y-handle without ratchet, 5.2 mm wide, guide, 300 mm working length
20921-84-004	1	MICASEPT DeBakey grasping forceps, jaw length 65 mm, straight, Y-handle with clamp ratchet, 300 mm wl
20921-18-301	1	MICASEPT fenestrated grasping forceps, jaw length 45 mm, straight, Y-handle with clamp ratchet, 300 mm wl
20919-08-044	1	MICASEPT DeBakey peripheal vascular clamp atraum., 50 mm long 30° curved, with clamp ratchet, Ø 6 mm, 300 mm working length
20919-08-074	1	MICASEPT DeBakey peripheal vascular clamp atraum., 100 mm long 45° curved, clamp ratchet, Ø 6 mm, 300 mm working length
20919-23-004	1	MICASEPT Parenchym clamp with clamp ratchet, jaw length 50 mm, 30° curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm wl
20919-24-004	1	MICASEPT Parenchym clamp with clamp ratchet, jaw length 70 mm, 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-08-084	1	MICTEC DeBakey clamp, s-shaped, curved, 1x2 DeBakey teeth, Y-handle with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-08-094	1	MICTEC DeBakey clamp, s-shaped, strong curved, 1x2 DeBakey teeth, Y-handle with clamp ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20920-11-039	1	MICASEPT DeBakey Mixer dissection forceps, 60° curved, with mirror, Y-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20919-93-659	1	MICASEPT Ciradur atraumatic DeBakey dressing forceps, straight, Pen handle, Ø 4.5 mm, 300 mm wl
22921-01-659	1	MICASEPT Ciradur DeBakey forceps, 4.5 x 17 mm, Pen handle, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm wl
20921-28-300	1	MICASEPT grasping forceps, Y-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20928-01-001	1	MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors straight, Y-handle, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20926-12-306	1	MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors straight, double action jaws, Y-handle, Ø 5 mm, 300 mm wl
20920-11-009	1	MICASEPT Mixer clamp with cross serration, shaft straight, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm wl
20918-08-658	1	MICASEPT Needle holder Top dur, short curved, Pen handle with ratchet, straight shaft, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
20918-93	1	MICASEPT knot pusher, crossways opening, Y-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
27945-01	1	MICTEC Hook electrode, straight, Ø 4.7 mm, 250 mm working length
26945-51	1	MICTEC Bipolar hook electrode, Ø 5 mm, 340 mm working length
26950-27	1	MICTEC Bipolar fenestrated preparation forceps curved, Ø 5 mm, 340 mm working length
26950-34	1	MICTEC Bipolar tungsten carbide Metzenbaum scissors curved, Ø 5 mm, 340 mm working length
20947-01-001	1	MICTEC Hook-electrode with suction irrigation connection, 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working length with connection for 10 mm 3-way tap
20947-11-310	1	MICTEC Handle for suction-irrigation electrode with suction stop, Ø 16 x 135 mm
20947-11-308	1	MICTEC Flat electrode with suction irrigation connection, straight upward, Ø 6 mm, 300 mm working length
04-11001-00	1	MICTEC 3-way-tap 10 mm with screw connection
04-11012-00	1	Suction-irrigation tube 5 mm
04-11012-16	1	MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm suction-irrigation-valves
04-11012-01	1	Suction tube 10 mm



Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor.

Subject to technical modifications. This catalogue to be used for no other purpose than offering, buying and selling of our products. Reprinting, even partially, by any means (e.g. electronic, mechanical, photocopying or others) is not allowed and need our prior written permission. By misuse we reserve the right for recourse measures.



DUFNER
 Instrumente GmbH
 Fabrik ärztlicher Instrumente
 Medizintechnik
 Föhrenstraße 9
 D-78532 Tuttlingen
 Telefon +49(0)74 61-3697
 Telefax +49(0)74 61-794 19
 E-mail: info@dufner-tuttlingen.de
 www.dufner-tuttlingen.de

DUFNER trade marks

- TOP DUR®**
Tungsten carbide instruments
- DIRONDAL®**
Round edge needle holders
- DIMICRON®**
Needle holders with micro spray tip
- IPERCUT®**
Scissors with 2 different cutting edges
- MICTEC®**
Instrumental equipment for MIS
- MICASEPT®**
Compact MIS instruments
- CLICASEPT®**
Modular MIS instruments
- DIROVISION®**
Endoscopic camera systems
- DIROLIGHT®**
Cold light sources
- DIROFLATOR®**
Insufflation units
- DILAVATOR®**
Suction/irrigation units
- CIRADUR®**
Hard surface instruments
- DICRATEC®**
Instruments for ambitious surgery

DUFNER bietet Qualitätsinstrumente für die verschiedensten chirurgischen Fachgebiete. Fordern Sie bitte unsere Spezialkataloge an.

DUFNER offers quality instruments for different surgical fields. Please contact us and order our special catalogues.

