

Needle VATS/Micro-Thoracoscopy




27971-45

27971-90



27973-36

27975-37



27976-36



20903-17



26943-21



27948-30

26944-XX




27913-35



55053-73

26903-46
Tray

26901-35
Endoscope



DUFNER[®]
Instruments

Spezialinstrumente Needle VATS/Mikrothorakoskopie Special instruments needle VATS/Micro Thoracoscopy

Schwerpunkt/focus:

- Lymphknoten
- Biopsie an Mediastinumtumoren
- Sympathektomie
- Segmentresektion unterstützend
- bei subkostalem Schnitt und Zugang
- Mediastinalresektion unterstützend
- Lobektomie unterstützend
- kombinierter Einsatz mit RATS für Zugangsgrößenreduktion

Die Instrumente sind bestens balanciert, federleicht und topstabil

Gewinkelte Arbeitsspitzen bieten einen besseren flexibleren Zugang in das thorakale OP-Feld

26901-35 MICTEC Endoskop 30°, Ø 3,5 mm, autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

26903-46 MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope, Metall, 450 mm lang

55053-73 Fiberglas-Lichtleitkabel, Ø 3,5 mm, 2300 mm lang mit Spezialhitzeschutz

20903-17 MICTEC Flexibles Trokarset Ø 3,5 mm, Kunststoffgewindehülse, 70 mm Arbeitslänge

27913-35 MICTEC Trokar-Set Dreikantdorn mit manuell öffnbarem Klappventil, mit Insufflationshahn, Ø 3,5 mm, Arbeitslänge 100 mm, mit glattem Schaft

27971-45 MICTEC gefensterter Faßzange, 30° nach unten gebogen, Y-Griff mit Klemmensperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

27971-90 MICTEC Atraumatische Pinzette, 30° nach unten gebogen, Y-Griff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

27973-36 MICTEC Dissektionsklemme, 30° nach unten gebogen, Y-Griff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

27975-37 MICTEC Schere gebogen, 30° nach unten gebogen, Y-Griff, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

27976-36 MICTEC Biopsiezange, 30° nach unten gebogen, Y-Griff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

26943-21 Saug-Spül-Handgriff mit 3-Wege Hahn mit großem Drehadapter Luer-Lock-männlich

27983-30 MICTEC Saug-Spülrohr, Ø 2,7 mm, 30° gebogen, 300 mm Arbeitslänge

27948-30 MICTEC Hakenelektrode, isoliert, Ø 2,7 mm, 30° nach oben gebogen, 300 mm Arbeitslänge

26944-01 MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant, Anschluß: Erbe T-Serie Ø 4 mm, Storz, Wolf, 4 m lang

26944-02 MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant, Anschluß: Erbe ACC, ICC Ø 5 mm, Maxium „e-Version“, 4,5 m lang

26944-03 MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant, Anschluß: Valleylab, Bovie, Conmed, 4 m lang

26944-04 MICTEC HF-Kabel mit Innensechskant, Anschluß: Martin, Berchtold, 4 m lang

- Lymphatic knots
- Biopsy at mediastinal tumors
- Sympathectomy
- support to segment resection
- at subcostal cut and access
- Mediastinalresection supported
- Lobectomy supported
- combined use with RATS especially for access size reduction

The instruments are well balanced, feather-light and top stable

Angulated tips for better and flexible access into thoracic field

26901-35 MICTEC Endoscope 30°, Ø 3.5 mm, autoclavable, 300 mm working length

26903-46 MICTEC Tray for endoscopes, metal, 450 mm long

55053-73 Fibre light cable, Ø 3.5 mm, 2300 mm long with special heat protection

20903-17 MICTEC flexible trocar set Ø 3.5 mm, plastic fixation screw, 70 mm working length

27913-35 MICTEC Trocar set pyramidal tip with manual folding valve, with insufflation tap, Ø 3.5 mm, 100 mm working length, with smooth sleeve

27971-45 MICTEC fenestrated forceps, 30° curved, down, Y-grip with clamp ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length

27971-90 MICTEC Atraumatic dressing forceps, 30° curved down, Y-grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length

27973-36 MICTEC Dissection clamp, 30° curved down, Y-grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length

27975-37 MICTEC Scissors curved, 30° curved down, Y-grip, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length

27976-36 MICTEC Biopsy forceps, 30° curved down, Y-grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 300 mm working length

26943-21 Suction-Irrigation handle with 3-way-tap large adapter Luer-Lock-male

27983-30 MICTEC Suction and irrigation tube, Ø 2.7 mm, 30° curved down, 300 mm working length

27948-30 MICTEC Hook electrode, insulated, Ø 2.7 mm, 30° curved up, 300 mm working length

26944-01 MICTEC HF-cable with hexagon inside, connection: Erbe T-serie Ø 4 mm, Storz, Wolf, 4 m long

26944-02 MICTEC HF-cable with hexagon inside, connection: Erbe ACC, ICC Ø 5 mm, Maxium „e-version“, 4.5 m long

26944-03 MICTEC HF-cable with hexagon inside, connection: Valleylab, Bovie, Conmed, 4 m long

26944-04 MICTEC HF-cable with hexagon inside, connection: Martin, Berchtold, 4 m long



DUFNER
Instrumente GmbH
Fabrik ärztlicher Instrumente
Medizintechnik
Föhrenstraße 9
D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)74 61-3697
Telefax +49(0)74 61-79419
E-mail: info@dufner-tuttlingen.de
www.dufner-tuttlingen.de