



DUFNER
Instruments

MICTEC



... up to date

Neuigkeiten/Innovationen/Wichtiges
News/Innovations/Important

VATS Roboter Bulldog Klemmen
VATS Robotic Bulldog Clamps



- ☛ einfacher Zugang über Single Port Retraktor
easy access through single port retractor
- ☛ derzeit weltweit einzigartige Bulldogklemmen, die sowohl von einem Roboter als auch von einem Endo-Applikator eingesetzt, bewegt und entfernt werden können
at present time worldwide unique and only Bulldog clamps which can placed, manipulated and removed by robot and Endo Applicator as well
- ☛ Endo-Applikator mit dem bekannten MICASEPT dreifach Innenkanal Dichtungssystem
Endo Applicator with well known MICASEPT triple innerchannel sealing system
- ☛ stabil, funktional, präzise und sicher
stable, functional, precise and safe



20919-35-353

DeBakey Bulldogklemme für Robotic-Endoapplikationen, 50 mm Zahnung, nach links gebogen, 102 mm Gesamtlänge

DeBakey Bulldog clamp for robotic-endo application, 50 mm serration, curved left, 102 mm total length



20919-35-354

DeBakey Bulldogklemme für Robotic-Endoapplikationen, 58 mm Zahnung, gerade, 110 mm Gesamtlänge

DeBakey Bulldog clamp for robotic-endo application, 58 mm serration, straight, 110 mm total length



26932-60

MICASEPT Anlegezange für Robotic DeBakey Bulldogklemmen, Pistolengriff mit Sperre, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICASEPT applicator for robotic DeBakey Bulldog clamp, pistol grip with ratchet, Ø 10 mm, 350 mm working length

20913-17

MICTEC Flexibles Trokarset TITAN, Ø 13 mm, 70 mm lang

MICTEC Flexible trocar set TITANIUM, Ø 13 mm, 70 mm long



DUFNER Instrumente GmbH
Fabrik ärztlicher Instrumente
Medizintechnik
D-78532 Tuttlingen
Telefon +49 (0) 7461/3697
e-mail: info@dufner-tuttlingen.de
www.dufner-tuttlingen.de